

## CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

### *Damit sie lange halten.*

*Vor der Sterilisation sind die Instrumente gründlich zu reinigen. Dies schließt auch fabrikneue oder aus der Reparatur kommende Instrumente ein.*

- 1) Instrumente nach der OP in eine Wanne mit Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel einlegen. Bitte achten Sie auf die richtige Konzentration, Temperatur und Einwirkzeit gemäß den Herstellerangaben. Gelenkinstrumente (Scheren, Klemmen, Nadelhalter etc.) müssen geöffnet sein, zusammengesetzte Instrumente sollten zerlegt werden. Das Desinfektions-/Reinigungsbad sollte täglich, bei starker Nutzung auch öfters, gewechselt werden. Die beste Reinigung wird in einem Ultraschallbad erreicht, da hier zusätzlich kleinste Partikel, auch an schwer zugänglichen Stellen, schonend gelöst werden sein.
- 2) Instrumente gründlich mit einer weichen Bürste (z. B. Zahnbürste) reinigen und alle Reste entfernen. Insbesondere auch im Gelenk sowie in Hohlräumen (z.B. Reinigungslösung, Art. Nr. 307315).
- 3) Nach der manuellen Reinigung intensiv mit klarem Wasser ausreichend nachspülen. Noch eventuell sichtbare Schmutzreste entfernen. Ideal ist die Schlusspülung mit vollentsalztem Wasser.
- 4) Die Instrumente sind unmittelbar anschließend vollständig zu trocknen. Dies sollte bevorzugt mit Druckluft geschehen, da diese Methode sich als besonderes schonend und effizient erwiesen hat. Alternativ mit einem fusselfreien, weichen Tuch trocknen. Insbesondere die Zwischenräume und Gelenke sind sorgfältig zu trocknen.
- 5) Sichtkontrolle: trockene Instrumente nochmals sorgfältig auf eventuelle Rückstände überprüfen. Kritische Bereiche wie z. B. Griffstrukturen, Maulriefung, Gelenke etc. erfordern besondere Aufmerksamkeit. Empfehlenswert sind hier zu Arbeitsleuchten mit integrierter Vergrößerung.

- 6) Pflege: Gezieltes Aufbringen von Pflegemitteln auf Gelenke, Schlüsse und Verschraubungen sowie Gleitflächen. Dadurch wird der Reibung von Metall auf Metall und somit der Reibungskorrosion vorgebeugt. Es ist spezielles Instrumentenöl zu verwenden (z.B. Instrumentenöl, Art. Nr. 563707). Die Gängigkeit der Instrumente prüfen. Defekte Instrumente sind auszusondern. Gerne können Sie diese unserem Reparaturservice zusenden. Wir reparieren alle Instrumente. In der Regel lohnt sich die Reparatur.

#### **ACHTUNG:**

Unter [www.a-k-i.org](http://www.a-k-i.org) können Sie die speziell für die Tiermedizin erstellte „Grüne Broschüre“ herunterladen. Dort finden Sie umfangreiche Informationen und Detailinformationen zur Pflege Ihrer wertvollen Instrumente.



**GRÜNDLICHE  
REINIGUNG  
PERFEKTES HYGIENE-  
MANAGEMENT**



#### **EICKEMEYER®**

**GERMANY** | Eltastraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | E [info@eickemeyer.de](mailto:info@eickemeyer.de) | [www.eickemeyer.de](http://www.eickemeyer.de)

**CANADA** | 250 Briarhill Dr. | Stratford | Ont. Canada | N5A 7S2 | T +1 519 273 5558 | F +1 780 963 5428 | E [info@eickemeyervet.com](mailto:info@eickemeyervet.com) | [www.eickemeyervet.com](http://www.eickemeyervet.com)

**DENMARK** | Lysbjergvej 6, Hammelev | 6500 Vojens | Denmark | T +45 7020 5019 | F +45 7353 5019 | E [info@eickemeyer.dk](mailto:info@eickemeyer.dk) | [www.eickemeyer.dk](http://www.eickemeyer.dk)

**ITALY** | Via G. Verdi, 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T +39 085 935 4078 | F +39 085 935 9471 | E [info@eickemeyer.it](mailto:info@eickemeyer.it) | [www.eickemeyer.it](http://www.eickemeyer.it)

**NETHERLANDS** | Bedrijventerrein, Pavijen-West Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | E [info@eickemeyer.nl](mailto:info@eickemeyer.nl) | [www.eickemeyer.nl](http://www.eickemeyer.nl)

**POLAND** | AL.Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T +48 22 185 55 76 | F +48 22 185 59 40 | E [info@eickemeyer.pl](mailto:info@eickemeyer.pl) | [www.eickemeyer.pl](http://www.eickemeyer.pl)

**SWITZERLAND** | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T +41 71 788 23 13 | F +41 71 788 23 14 | E [info@eickemeyer.ch](mailto:info@eickemeyer.ch) | [www.eickemeyer.ch](http://www.eickemeyer.ch)

**UNITED KINGDOM** | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T +44 20 8891 2007 | [www.eickemeyer.co.uk](http://www.eickemeyer.co.uk)