

VET Eickemeyer®
Attrezzature per Veterinari

Novità


Ecografi



Ecografo Eickemeyer Magic 5000 Digitale

Ecografo portatile Eickemeyer della linea Magic. Il monitor estremamente ampio permette la visualizzazione di immagini ben definite, andando incontro alle esigenze di tutte le cliniche veterinarie.

- **Metodo di scannerizzazione** Elettronico lineare, convex, micro convex
- **Scala dei grigi** 256
- **Modalità del display** B, B+B, B+M, M
- **Banda larga & Sonde multifrequenza**
4,0 / 5,0 / 6,5 MHz (lineare)
5,0 / 6,5 / 8 MHz (micro convex)
5,0 / 7,5 / 10 MHz (lineare con forma a T)
- **Zoom** Fino a 2x
- **Controllo TGC** 6 livelli
- **Misurazioni** Distanza, area, volume, circonferenza, angolazione, EDD
- **Monitor** 10" non interlacciato
- **Informazioni paziente** Gestione delle informazioni paziente
- **Memoria interna** 90 immagini **Cine Memory** 256 fermo immagini
- **Collegamento al PC** Porta USB (2)
- **Alimentazione** Elettrica con corrente a 220–240 V
- **Uscita video** Video composito (2)
- **Raccordo trasduttore** 2
- **Dimensioni** H = 680 x L = 390 x P = 530 mm
- **Peso** solo 11 kg
- **Software** gravidanza, Segni del Corpo Vet.
- **Opzionale** Carrello, valigetta per trasporto, DICOM 3.0



303700

303710 – Sonda micro convex 5,0 MHz

303711 – Sonda lineare forma T 7,5 MHz

303712 – Sonda lineare rettale 5,0 MHz

303710



micro convex

303711



lineare forma T

303712



lineare rettale

Tecnologia digitale per una migliore riproduzione delle immagini

EICKEMEYER Attrezzature per Veterinari S.R.L. www.eickemeyer.it



Campo d'impiego:

Ecografo addominale per piccoli animali

- La nuova tecnologia digitale e il TSI (Tissue Specialty Imaging) offre insuperate immagini di alta qualità.
- Il sistema multifrequenza permette al veterinario di scansionare una vasta tipologia di pazienti con l'utilizzo di un solo tipo di sonda.
- La facilità di accesso alle impostazioni garantisce una diagnosi veloce ed accurata. La possibilità di catturare le immagini ne semplifica l'utilizzo. Le 2 porte USB rendono la connessione al PC semplice e veloce.

Prezzo pacchetto Magic 5000

incluso di carrello e posizionatore per ecografia (misura 2)

+ 1 sonda

€ 5.999,-
+ iva

+ 2 sonde

€ 7.450,-
+ iva

+ 3 sonde

€ 8.899,-
+ iva

Posizionatore per ecografia

- Per un facile posizionamento del paziente durante l'ecografia
- Resistente e facile da pulire

303991 – Misura 1, 80 x 25 x 10cm per gatti

€ 64,90

303992 – Misura 2, 100 x 35 x 14cm per cani di taglia media

€ 84,90

303993 – Misura 3, 130 x 50 x 20cm per cani di taglia grande

€ 114,90



303993

303992

303991

Tutti i prezzi riportati sono IVA esclusa

Ecografo Eickemeyer Magic 2200

Campi d'impiego:
Grandi animali –
Esame gravidanza

- **Metodo di scannerizzazione** Elettronico lineare
- **Scala dei grigi** 256
- **Modalità del display** B, B+B, B+M, M
- **Banda larga & Sonde multifrequenza**
4,0 / 5,0 / 6,0 MHz (5.0 MHz 304021)
5,0 / 7,5 (7,5 MHz 304022)
- **Zoom** Fino a 4x
- **Controllo TGC** 4 livelli
- **Misurazioni** Distanza, area, volume, circonferenza, angolazione, EDD
- **Monitor** 10" non interlacciato
- **Informazioni paziente** Gestione delle informazioni paziente
- **Memoria interna**
- **Cine Loop B MODE MENU ▶ Scan Mode- ▶ Hi Density/Hi Frm Rate**
Posizionatevi tra Hi Density e Hi Frm Rate e il Cine Loop cambierà da 64 fermo immagini a 128 fermo immagini.
- **Collegamento al PC** Porta USB (1)
- **Alimentazione** Elettrica con corrente a 220–240 V
- **Uscita video** Video composito (1)
- **Raccordo trasduttore** 1
- **Dimensioni** H = 270 x L = 360 x P = 320 mm
- **Peso** solo 9,5 kg
- **Software** gestazione, Segni del CorpoVet.
- **Opzionale** Carrello, valigetta per trasporto, DICOM 3.0



304020

304021 – 5,0 MHz 304022 – 7,5 MHz



€3.399,-
+ iva
Magic 2200
incl. sonda lineare



ORDINE TRAMITE FAX 08 59 35 94 71

VET Eickemeyer®
Attrezzature per Veterinari

EICKEMEYER Attrezzature per Veterinari S.R.L.
Via G. Matteotti 16 · 64029 Silvi Marina (TE) · Italia
Tel: 08 59 35 40 78 · Fax: 08 59 35 94 71
E-mail: info@eickemeyer.it
Internet: www.eickemeyer.it

Timbro

Data/Firma

Ordine in conformità alle condizioni di vendita EICKEMEYER:			
Codice	Descrizione	Prezzo iva esclusa	PZ
303700	Pacchetto Magic 5000 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	€ 5.999,- / € 7.450,- / € 8.899,-	
304020	Ecografo Magic 2200 incl. sonda lineare	€ 3.399,-	