



Zahninstrumente für die Zahnbehandlung von Kaninchen und Kleinnagern

KIEFERSPREIZER



Hasenmaulsperrer
leichtes Modell nach Schmidke, für Chinchillas
177303
starkes Modell, für mittelschwere bis schwere Kaninchen
177304



Hasenmaulsperrer
starkes Modell modifiziert nach BIRKLE, 11 cm, mit Sperre
- selbstspannend
- mit einer Hand leicht zu bedienen
- schnell zu öffnen und zu schließen
- für Zwergkaninchen und Meerschweinchen
177330

ZAHNSPITZENZANGEN



Zahnschneidezange für Kaninchen
nach Hollmann, 18 cm, zur einfachen Entfernung von Haken und Spitzen der Molaren
177315



Zahnschneidezange für Nager
TC, 17 cm, mit Doppelfeder
177316




Zahnschneidezange für Chinchillas
nach Hollmann 13 cm, mit Feder
177317

WANGENSPREIZER



Wangenspreizer
groß, für mittelschwere bis schwere Kaninchen
Backenbreite: 15 mm
Backenlänge: 21 mm
177305
klein, für Zwergkaninchen
Backenbreite: 11 mm
Backenlänge: 14 mm
177306



Wangenspreizer
nach Hollmann, klein, mit langen Backen
Backenbreite: 11 mm
Backenlänge: 35 mm
177310
für Meerschweinchen und Chinchillas (ohne Abbildung)
nach Hollmann, Backenbreite vorne: 4 mm
Backenbreite hinten: 9 mm
Backenlänge: 21 mm
177311

ZAHNRASPELN




Zahnraspeln für Nager
zum Glätten gekürzter Zähne
18 cm, fein
177318
18 cm, fein, diamantiert
177319

ZUNGENSPELTEL



Zungenspatel
nach Hollmann klein, gekehlt
177308
groß, gekehlt
177309

Zubehör



OPERATIONSPLATTE FÜR KLEINSÄUGER

**Röntgendurchlässig, 80 x 22 cm,
mit erhöhtem Rand**

- optimale Positionierung und Fixierung waagrecht oder mit Schräge auf dem Tisch oder an der Wand
- überhöhter Rand verhindert das Abfließen von Flüssigkeiten
- 4 kleine Anschlußblöcke mit Schnellfixierklemmen
- mit Stabilisierungsstützen, V*förmig, stufenlos in der Breite verstellbar

60 37 10