


Fachkatalog für Anästhesie

pro
veterinary experts





213130

EICKEMEYER® NarkoVet® II Narkosegerät

Das EICKEMEYER® NarkoVet® II wurde speziell für die Anforderungen der Veterinärmedizin entwickelt. Dieses kompakte Gerät der neuesten Generation überzeugt durch einen klar strukturierten Aufbau aller Komponenten und erleichtert die Bedienung erheblich.

- Flowmeter (0,1–4,0 l/min)
- Sauerstoff-Bypass für sofortige Sauerstoffzufuhr
- Isofluran-Verdampfer mit Key-Filler
- CO₂ Absorberkalkbehälter mit Schnellwechselsystem
- Stufenlos regulierbares Überdruckventil
- Manometer zur Anzeige des Systemdrucks
- Einfacher Wechsel der Kreisläufe per Kippschalter
- Aufhängevorrichtung für Patientenschläuche
- Inkl. Tablett für O₂-Konzentrator, Patientenschläuche (koaxial / offen), Atembeutel (0,5 l, 1 l & 2 l) und Narkosegasfilter mit Halterung und Abluftschlauch

Dieses Produkt ist in Österreich exklusiv über Richter Pharma erhältlich.

Art. Nr.

213130	EICKEMEYER® NarkoVet® II Narkosegerät mit Isofluran Verdampfer
213135	EICKEMEYER® NarkoVet® II Narkosegerät mit Sevofluran Verdampfer
21313002	Wandhalterung für EICKEMEYER® NarkoVet® II
213079	Aufsatztablett für EICKEMEYER® NarkoVet® II
213131	Starterset für NarkoVet® II Set komplett, bestehend aus: • Sicherheitseinfüllstutzen für Isofluran • 3 x Atemkalk, 4,5 l, mit Farbumschlag • Atembeutel, 3 l • 6 Atemmasken aus Kunststoff (Gr. 1–6) • EickTube Trachealtuben-Set mit 23 Tuben • Laryngoskop ECONOMY

EICKEMEYER® NarkoVet® PRO Narkosegerät

In der Kleintiermedizin ist unbemerkte Apnoe die Hauptursache schwerer Narkosezwischenfälle. Eine routinemäßig kontrollierte Beatmung minimiert dieses Risiko drastisch und gewährleistet die optimale Sicherheit Ihrer Patienten.

Narkosegerät

- Flowmeter (0,1 – 4,0 l/min)
- Isofluran- bzw. Sevofluran-Verdampfer mit Selectatec-Anschluss und Key-Filler
- Sauerstoff-Bypass (O₂-Flush)
- CO₂-Absorberkalkbehälter mit Schnellwechselsystem
- Stufenlos regulierbares Überdruckventil
- Manometer zur Anzeige des Systemdrucks
- Externer Frischgasausgang für offenes System
- Halter für Narkosegasfilter mit integrierter Waage
- Inkl. Aufsatztablett für Sauerstoffkonzentrator und Patientenschlauch mit 1 l Atembeutel
- Maße (in cm): L 64 x B 67 x H 140
- Gewicht: ca. 44 kg

Beatmer

- Elektronisch kontrolliert, keine Druckluftquelle notwendig
- Alle Beatmungsparameter auf großem 8" Touchscreen sichtbar
- Patientensicherheit durch akustische und optische Alarmer
- Automatische Beatmungsvolumenberechnung nach Gewicht
- Es können Patienten von 0,5 – 150 kg beatmet werden
- Unterstützte Beatmungsmodi:
- Volumenunterstützte Beatmung (VS)
- Volumenkontrollierte Beatmung (VCV)
- Druckkontrollierte Beatmung (PCV)
- Synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung – Druckkontrolle (SIMV-PC)
- Kontinuierlich positiver Luftröhrendruck / Beatmung mit Druckunterstützung (CPAP/PSV)
- Beatmung mit druckregulierter Volumenkontrolle (PRVC)
- Synchronisierte intermittierende mandatorische Beatmung – Beatmung mit druckregulierter Volumenkontrolle (SIMV-PRVC)
- Druckunterstützter Beatmungsschutz (PSVPro)
- Beatmungsfrequenz: 4 – 100 bpm
- Tidalvolumen: 5 – 1.500 ml
- Maximaler Beatmungsdruck: 3 – 50 cmH₂O
- Auslösedruck -20,0 bis -1 cmH₂O
- Netz- und Akkubetrieb, Akkulaufzeit mind. 2 Std

Dieses Produkt ist in Österreich exklusiv über Richter Pharma erhältlich.

Art. Nr.

213040	EICKEMEYER® NarkoVet® PRO Narkosegerät mit Beatmer (Isofluran)
213041	EICKEMEYER® NarkoVet® PRO + AIR Narkosegerät Wie NarkoVet® PRO (Isofluran) nur mit zweitem Flowmeter für Luft
213042	EICKEMEYER® NarkoVet® PRO Narkosegerät mit Beatmer (Sevofluran)
213043	EICKEMEYER® NarkoVet® PRO + AIR Narkosegerät Wie NarkoVet® PRO (Sevofluran) nur mit zweitem Flowmeter für Luft
21304003	Isofluran Sicherheitseinfüllstutzen für NarkoVet® PRO
21304201	Sevofluran Sicherheitseinfüllstutzen für NarkoVet® PRO



213040



213045

Intelligentes CO₂-Beatmungsmodul für NarkoVet® PRO

Das Sicherheitsupdate mit dem neuen CO₂-Modul ermöglicht eine automatisierte Anpassung der Beatmung basierend auf dem expiratorischen CO₂-Wert. Das System analysiert die CO₂-Konzentration in der Ausatemluft kontinuierlich und reguliert die Beatmungsparameter vollautomatisch. Dadurch wird nicht nur die Überwachung präziser, sondern auch die Atemunterstützung dynamisch an den aktuellen physiologischen Zustand des Patienten angepasst.

Vorteile im Überblick

- Zeigt den Beatmungsstatus und die Effektivität der Beatmung
- Hilft bei der Erkennung von Atemwegsproblemen, Verbindungsproblemen und Änderungen der Anästhesietiefe
- Vermeidet Über- bzw. Unterventilation
- Bessere Anpassung an den Patienten, da sich die Parameter nach realen physiologischen Messwerten richten
- Frühzeitige Reaktion auf Veränderungen möglich
- Entlastung für das Personal, da weniger manuelle Eingriffe nötig sind
- Verbesserte Überwachung, da die Kapnometrie wichtige Informationen über den Patientenstatus liefert
- Einfache Installation über ein Software-Update

Dieses Produkt ist in Österreich exklusiv über Richter Pharma erhältlich.

Art. Nr.

213045 CO₂-Beatmungsmodul für NarkoVet® PRO

O₂-Sensor für NarkoVet® PRO

Der O₂-Sensor misst die dem Patienten zugeführte Sauerstoffkonzentration und stellt sicher, dass der Patient während der Anästhesie ausreichend Sauerstoff erhält.

Vorteile im Überblick

- Alarmiert bei zu niedriger Sauerstoffkonzentration oder Fehlmischungen
- Schützt den Patienten vor Sauerstoffmangel
- Unterstützt das Personal bei der Narkoseführung
- Zuverlässige Narkoseüberwachung
- Erhöht die Sicherheit, Präzision und Kontrolle während der Anästhesie

Dieses Produkt ist in Österreich exklusiv über Richter Pharma erhältlich.

Art. Nr.

21304002 O₂-Sensor für NarkoVet® PRO



21304002



213087

RESEARCH Narkosegerät für Labortiere

- Ideal für Tiere bis 3 kg
- Einfache Bedienung
- Zuverlässig
- Kompakt
- Lieferumfang: EICKEMEYER® TEC 3 Isofluran Verdampfer, Flowmeter (0 – 4,4 l/min) und Tischstativ aus Edelstahl
- Zubehör auf Anfrage

Art. Nr.

- | | |
|--------|--|
| 213087 | RESEARCH Narkosegerät
• Tischmodell |
| 213088 | RESEARCH Narkosegerät
• Stativmodell
• Ausstattung wie 213087 plus fahrbares Stativ mit Halterung für 10 l Sauerstoffflasche |



213261

EICKEMEYER® TEC 3 Verdampfer

- 0 – 5 Vol.-%
- Cagemount Anschluss
- Mit Sicherheitseinfüllungssystem
- Ohne Einfüller
- Laserkalibriert
- Automatische Temperatur- und Flow-Kompensation
- Vol.-% – Wählscheibe mit Sicherheitsfeststellung
- Höchste Präzision bei der Narkosesteuerung

Art. Nr.

- | | |
|-----------|---|
| 213261 | EICKEMEYER® Isofluran-Verdampfer TEC 3 |
| 213271 | EICKEMEYER® Sevofluran-Verdampfer TEC 3 |
| 222221 | Selectatec Block für EICKEMEYER® TEC 3 Verdampfer
• Zur Umrüstung von Cagemount auf Selectatec Anschluss |
| E21326101 | Dichtungsplättchen für EICKEMEYER® TEC 3 Verdampfer
• Ersatzteil |

Sicherheitseinfüllstutzen für Narkosemittel

Passen nur auf die entsprechenden Flaschen und auf Verdampfer mit Sicherheitseinfüllsystem.

Art. Nr.

213246	Sicherheitseinfüllstutzen für Isofluran Farbe: lila
213247	Sicherheitseinfüllstutzen für Sevofluran Farbe: gelb



213246



213247

NarkoVet® SAV II Beatmer für Kleintiere

Die Hauptursache schwerer Narkosezwischenfälle in Tierarztpraxen ist die unbemerkte Apnoe des Patienten. Eine routinemäßig kontrollierte Beatmung hilft, dieses Narkoserisiko drastisch zu minimieren und sorgt so für die optimale Sicherheit Ihrer Patienten. Die Beatmung wird über eine elektronische Hochleistungsturbine realisiert, wodurch kein Antriebsgas (z. B. von einem externen Kompressor) benötigt wird. Die Einstellung des NarkoVet® SAV II ist äußerst benutzerfreundlich, es muss nur das Körpergewicht des Patienten eingestellt werden und die intelligente Software passt alle weiteren Beatmungsparameter automatisch an.

- Es können Patienten von 0,4 – 150 kg beatmet werden
- Automatische Berechnung des Beatmungsvolumens nach Gewicht
- Beatmungsmodi: Volumenkontrollierte Beatmung (VCV), Druckkontrollierte Beatmung (PCV) und positiv-endexpiratorischer Druck (PEEP)
- Alle Beatmungsparameter auf großem 7" Touchscreen sichtbar
- Patientensicherheit durch akustische und optische Alarmer
- Automatischer Systemdichtheitstest mit grafischer Anleitung
- Beatmungsfrequenz: 2 – 60 bpm
- Tidalvolumen: 4 – 1.500 ml
- Maximaler Beatmungsdruck: 5 – 50 cmH₂O
- Auslösedruck -10,0 bis -4,0 cmH₂O
- Maße (in mm): L 291 x B 336 x H 462
- Gewicht: ca. 8,5 kg

Art. Nr.

213020	• NarkoVet® SAV II Beatmer für Kleintiere
--------	---



213020



213180

OxyVet IV Sauerstoffkonzentrator

Sauerstoffkonzentrator für den Einsatz bei der Sauerstofftherapie und Anästhesie.

- Ersparnis von Kosten und Aufwand: Keine Sauerstoffflasche benötigt, geringerer Stromverbrauch
- Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
- Hohe Patientensicherheit durch optische und akustische Alarmer
- Geräuschentwicklung: ≤ 55 dbA
- Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 0,5 – 5 l/min
- Ausgabe von bis zu 93 % Sauerstoff (± 3 %)
- Inkl. Sprudelbefeuchter und O₂-Schlauch
- Maße (in cm): L 34 x B 37 x H 67
- Gewicht: 15,3 kg

Art. Nr.

213180	OxyVet IV Sauerstoffkonzentrator
213190	Notfall-Schnellanschluss Set für Narkosegerät NarkoVet® • Zum schnellen Wechsel zwischen Sauerstoffflasche und Sauerstoffkonzentrator
E213175004	Verbindungsschlauch • Für die Verbindung von Sauerstoffkonzentrator und Sprudelbefeuchter
212995	Druckluftschlauch • Meterware
199087	Silikonschlauch • Autoklavierbar • Meterware
E21318003	Luftfilter für OxyVet IV • Für die Ersetzung bei Bedarf
E21318005	Grobfilter für OxyVet IV • Für die Ersetzung bei Bedarf
E21318004	Sprudelbefeuchter für OxyVet IV • Reichert die Luft, die der Sauerstoffkonzentrator erzeugt, mit Feuchtigkeit an

OxyVet III Sauerstoffkonzentrator

Sauerstoffkonzentrator und Zubehör für den Einsatz bei der Anästhesie.

- Ersparnis von Kosten und Aufwand: Keine Sauerstoffflasche benötigt, geringerer Stromverbrauch (bei 2 l ca. 290 Watt / bei 5 l ca. 312 Watt)
- Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
- Hohe Patientensicherheit durch optische und akustische Alarmer
- So leise wie ein Kühlschrank (40 dbA)
- Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 0,5 – 5 l/min
- Ausgabe von bis zu 93 % Sauerstoff ($\pm 3\%$)
- Inkl. O₂-Schlauch (2,1 m)
- Maße (in cm): L 34 x B 30 x H 62
- Gewicht: 16,3 kg

Art. Nr.

213175	OxyVet III Sauerstoffkonzentrator
213176	Sprudelbefeuchter • Reichert die Luft, die der Sauerstoffkonzentrator erzeugt, mit Feuchtigkeit an
212995	Druckluftschlauch • Meterware
199087	Silikonschlauch • Autoklavierbar • Meterware
E213175001	Grobfilter • Für die Ersetzung bei Bedarf • Packung mit 6 Stück
E213175002	Long-Life Bakterienfilter • Nach 8.000 Betriebsstunden bzw. 3 Jahren wechseln
E213175003	Anschlussnippel • Tannenbaumadapter für 3/8"-Schlauch • Aus Kunststoff • Farbe: grün



213175

OxyVet III PLUS Sauerstoffkonzentrator

Einer der kompaktesten und zugleich leichtesten 10 Liter Sauerstoffkonzentratoren für den Einsatz bei der Anästhesie.

- Ersparnis von Kosten und Aufwand: Keine Sauerstoffflasche benötigt, geringerer Stromverbrauch
- Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
- Hohe Patientensicherheit durch optische und akustische Alarmer (geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung)
- So leise wie ein leises Radio (60 dbA)
- Zusätzlicher Sauerstoffauslass auf der Rückseite des Gerätes; erlaubt – in Kombination mit einer optionalen Ablage – die Benutzung aller marktgängigen Füllstationen
- Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 2 – 10 l/min
- Sauerstoffkonzentration bis zu 96 %
- Ausgangsdruck: 1,38 bar $\pm 0,07$ bar
- Maße (in cm): L 34 x B 30 x H 62
- Gewicht: 19 kg

Art. Nr.

213177	OxyVet III PLUS Sauerstoffkonzentrator
213176	Sprudelbefeuchter • Reichert die Luft, die der Sauerstoffkonzentrator erzeugt, mit Feuchtigkeit an
E213175001	Grobfilter • Für die Ersetzung bei Bedarf • Packung mit 6 Stück
E213175002	Long-Life Bakterienfilter • Nach 8.000 Betriebsstunden bzw. 3 Jahren wechseln



213177



212704

Medizinischer Druckminderer

- Zum Anschluss ohne Schlüssel an alle DIN-Sauerstoffflaschen
- Anzeige von Füllstand bzw. Flaschendruck
- Ausgangsdruck 4,5 bar fest eingestellt

Art. Nr.

212704 Medizinischer Druckminderer



213096

Kreisteil aus Kunststoff (semi disposable)

- Für Patienten über 7 kg Körpergewicht
- Patientenschlauch mit Y-Stück
- 2,0 l Atembeutel
- APL Überdruckventil

Art. Nr.

213096 Kreisteil aus Kunststoff

RespiVet NANO II Atemmonitor für Kleintiere

Für die einfache Überwachung der Atmung während der Narkose.

- Sichere und zuverlässige Kontrolle der Atemzüge und der Atemfrequenz
- Bei Atemstillstand erfolgt nach 15 Sekunden ein optischer und akustischer Alarm
- Akustisches und optisches Signal jedes Atemzuges
- Einfache Bedienung
- Automatische Abschaltung
- Langlebiger Lithium-Akku
- Bequemes Aufladen über USB-Anschluss
- Einfach zu reinigen

Art. Nr.

217120 RespiVet NANO II Atemmonitor für Kleintiere



217120

LifeVet® PT Pulsoximeter mit Temperaturmessung

Mit dem tragbaren LifeVet® PT können die funktionelle Sauerstoffsättigung von arteriellem Hämoglobin (S_pO_2), die Pulsfrequenz und die Körpertemperatur bei Kleintieren und Pferden in Echtzeit gemessen und angezeigt werden. Auf der großen LCD-Anzeige werden alle wichtigen Parameterinformationen leicht ablesbar dargestellt.

- Klein, handlich und robust
- Sofort einsatzbereit – keine Kalibrierung notwendig
- Anzeige der Sauerstoffsättigung von 35 bis 100 %
- Anzeige der Pulsfrequenz von 25 bis 400 Schlägen pro Minute (bpm)
- Anzeige der Körpertemperatur von 18 bis 45 °C
- Alarmgrenzen (optisch & akustisch) individuell einstellbar
- 2,8" TFT LCD Farbdisplay mit Batteriestandanzeige
- Lithium-Akku mit bis zu 15 Stunden Betriebszeit
- Kann über USB mit einem Computer verbunden werden
- Testergebnisse können bis zu 360 Stunden gespeichert werden
- Inkl. SpO_2 -Sensor mit zwei Sensorclips (groß & klein), Temperatursonde, Universal-Ladegerät, USB-Kabel, Li-Ion Akku, schützender Silikonhülle und Halterung für Tischnutzung
- Maße (in cm): H 14,2 x B 7,8 x T 2,8
- Gewicht: 250 g (nur Gerät)

Art. Nr.

321860 LifeVet® PT Pulsoximeter mit Temperaturmessung

E32186001 SpO_2 Clipsensor für LifeVet® PT
• Mit kleinem und großem Clip

E32186003 Temperatursonde für LifeVet® PT
• Länge: 2 m

E32186004 Universal-Ladegerät für LifeVet® PT
• Inkl. USB Kabel (Länge: 2 m)

E32186005 Ersatzakku für LifeVet® PT



321860





321880



321881



321373



E32188002



E32188003

LifeVet® CP Kapnograph mit Pulsoximetrie

Mit dem tragbaren LifeVet® CP Kapnograph können der Kohlenstoffdioxidgehalt der Expirationsluft und die Atemfrequenz, aber auch die Sauerstoffsättigung sowie die Pulsfrequenz bei Hunden, Katzen und Pferden gemessen und angezeigt werden. Das Gerät ist kompakt und handlich, durch das große TFT-Display können alle wichtigen Parameterinformationen allerdings sehr leicht abgelesen werden. Die Bedienung erfolgt dabei über den großen Touchscreen Monitor.

- Nebenstrom-Messverfahren
- Kurven- oder großformatige Zahlenanzeige der expiratorischen CO₂-Konzentration (EtCO₂ – in mmHg), Atemfrequenz (RR – in rpm), Sauerstoffsättigung (SpO₂ – in %), Pulsfrequenz (PR – in bpm)
- Alarmgrenzen für expiratorische CO₂-Konzentration, Atemfrequenz, Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung individuell einstellbar
- Anzeige expiratorische CO₂-Konzentration: zwischen 0 und 150 mmHg
- Anzeige Sauerstoffsättigung: zwischen 1 % und 100 %
- Anzeige Pulsfrequenz: zwischen 25 und 250 Schlägen pro Minute (bpm)
- Optische und akustische Alarmer
- Großer interner Speicher
- Verschiedene Layout-Modi: großformatige Zahlen, Wellenform
- Display: 4,3" TFT, hohe Auflösung, Touchscreen, automatische Displaydrehung (Hoch-/Querformat)
- Lithium-Akku mit bis zu 18 Stunden Betriebszeit
- Lieferumfang: CO₂-Probenschlauch, CO₂-Filter, Netzteil, USB-Kabel
- Maße (in cm): B 7,7 x H 14,1 x T 3,6
- Gewicht: 420 g

Bitte unbedingt Abluft-Anschlusssatz (321881) mitbestellen.

Art. Nr.	
321880	LifeVet® CP Kapnograph mit Pulsoximetrie • Bitte unbedingt Abluft-Anschlusssatz (321881) mitbestellen
32188001	Schützende Silikonhülle für LifeVet® CP • Farbe: blau
321881	Abluft-Anschlusssatz • Zur Abführung von verbrauchtem Messgas beim Einsatz mit Narkosegas • Zum Anschluss an Narkosemittelabsaugung
321377	Analyse-Leitung • Ca. 1,2 m zu Kapnometer • Packung mit 10 Stück
321378	CO ₂ -Probenschlauch • Länge: 2,4 m • Einwegartikel (regelmäßig austauschen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden) • Packung mit 10 Stück
321373	CO ₂ -Atemwegsadapter • Zum Anschluss zwischen Y-Stück und Tubus-Konnektor • Gerade • Ø innen: 15 mm • Ø außen: 15 mm • Wiederverwendbar
E32188001	SpO ₂ -Sensor
E32188002	Ersatzclip-Set für SpO ₂ -Sensor • Bestehend aus 1 großen und 1 kleinen Clip
E32188003	Filter für CO ₂ -Modul für LifeVet® CP • Feuchtigkeits- und Feinpartikelfilter • Filter muss nach 80 Betriebsstunden ausgetauscht werden, um Feuchtigkeitsschäden am Gerät zu vermeiden
E32188004	Ersatzakku für LifeVet® CP
E32188009	USB-Ladekabel für LifeVet® CP
E32188010	USB-Power Adapter für LifeVet® CP

**Praxis-
Neugründung:**
Wir richten Ihre
Praxis ein!

Über 6000 veterinär- medizinische Produkte für Tierärzte

- ▶ Spezialisierung auf Veterinärmedizin
- ▶ Partner der Tierärzte seit über 50 Jahren
- ▶ Beste Qualität zu fairen Preisen

Europas größtes tiermedizinisches Fortbildungszentrum

- ▶ Umfangreiches Seminarangebot,
z. B. Ultraschall Abdomen,
Zahnbehandlung Pferd,
Anästhesie Kleintier u. v. m.
- ▶ Internationale Top-Referenten
- ▶ Höchster Praxisbezug

***We inspire vets
to improve
the life of animals***





321920



321903



321902



321925

LifeVet® 10C Überwachungs- und Anästhesiemonitore

Die LifeVet® 10C Monitore sind moderne, leistungsstarke Patientenmonitore, die sich durch ihre hohe Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Technologie und den umfangreichen Datenspeicher auszeichnen. Durch die große Anzeige können die Vitalfunktionen auch aus größerer Entfernung problemlos abgelesen werden. Die Bedienung erfolgt bequem per Touchscreen. Schnell Tasten sorgen zudem für den raschen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

- Multiparameteranzeige von Atemfrequenz, Pulsfrequenz, Sauerstoffsättigung, Blutdruck (NIBP), EKG, Temperatur und Kapnographie (EtCO₂) im Nebenstromverfahren
- Hochauflösender 10" LED-Touchscreen mit bis zu 8 Kurven
- Frei wählbare Alarmgrenzen und 360° sichtbare Alarmanzeige
- Netz- und Akkubetrieb bis zu 4 Stunden
- Inkl. Li-Ion Akku, NIBP-Kabel mit Manschette, EKG-Kabel mit Klemmen, SpO₂-Sensor mit Clips, Temperatursonde, CO₂ Adapter, CO₂ Kabel und Wasserfalle
- Maße (in cm): B 27 x H 22 x T 17
- Gewicht: ≤ 4,0 kg

Bitte unbedingt Abluft-Anschlussset (321881) mitbestellen.

Art. Nr.

321920	LifeVet® 10C Überwachungs- und Anästhesiemonitor
321921	LifeVet® 10C+ Überwachungs- und Anästhesiemonitor • Funktionen wie LifeVet® 10C plus invasive Blutdruckmessung (IBP) • Lieferumfang wie LifeVet® 10C plus IBP Messfühlerset
321902	Fahrstativ • Mit Korb und Halteplatte • Befestigung des Monitors mit Schnellverschluss
321903	Wandhalterung
321925	EKG / TEMP Ösophagussonden-Set • Bestehend aus 2 Sonden: klein (Ø 6 mm, ca. 4,5-13 kg), groß (Ø 8 mm, ab ca. 13 kg)

ePM 12M Vet Überwachungs- und Anästhesiemonitore

Der ePM 12M Vet ist ein intelligenter Überwachungsmonitor für den professionellen Veterinär OP. Durch das große Touchdisplay können die Vitalfunktionen auch aus weiterer Entfernung problemlos abgelesen werden. Das ventilatorlose Design sorgt für eine ruhige Behandlungsumgebung.

Mit dem ePM 12M Vet können folgende Parameter überwacht werden:

- Atemfrequenz (Anzeige zwischen 0 und 200 rpm)
- Pulsfrequenz (Anzeige zwischen 20 und 350 bpm)
- Sauerstoffsättigung (S_pO_2) (Anzeige zwischen 0 und 100 %)
- Blutdruck (NIBP) (Anzeige zwischen 10 und 290 mmHg)
- Temperatur (Anzeige zwischen 0 und 50 °C)
- 3-Kanal-EKG

Durch das im Lieferumfang enthaltenen Modul können folgende zusätzliche Parameter überwacht werden:

- Kapnographie (EtCO₂) im Nebenstrom-Messverfahren (Anzeige zwischen 0 und 150 mmHg)
- Invasive Blutdruckmessung (IBP) (Anzeige zwischen -50 und 360 mmHg)
- Multigas (Anzeige der Narkosegase N₂O, DES, ISO, ENF, HAL, SEV)
- Sauerstoff (O₂) (Anzeige zwischen 0 und 100 %) (nur 321940)

Technische Daten

- Hochauflösender 12,1" LED-Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung (Auflösung: 1.280 x 800 Pixel)
- Monitor mit Gestensteuerung und 720° breitem Blickwinkel
- Anzeige von bis zu 10 Kurven möglich
- Frei wählbare Alarmgrenzen
- 360° sichtbare Alarmanzeige
- Datenspeicher für bis zu 48 Stunden Trendkurven, 120 Stunden Tabellen- und Grafiktrend, 1.000 NIBP-Messungen und 100 Alarmereignisse
- Datenexport über USB-Stick möglich
- Akku- und Netzbetrieb möglich
- Li-Ion Akku (Betriebszeit bis zu 4 Stunden mit voll geladenem Akku)
- Ausgänge: USB 2.0, VGA-Ausgabe und RJ45 (zur Software-Aktualisierung)
- Lieferumfang: Monitor, Li-Ion Akku, Netzteil, NIBP-Kabel und 5 Manschetten, EKG-Kabel mit Klemmen, SpO₂-Sensor mit 2 Clips, Temperatursonde, IBP Messfühlerset, Kapnographie- & Multigas-Zubehörset, Bedienungsanleitung
- Maße (in cm): B 31 x H 29 x T 17
- Gewicht: ca. 4,8 kg (ohne Modul)

Bitte unbedingt Abluft-Anschlussset (321881) mitbestellen.



321930

Art. Nr.	
321930	ePM 12M Vet Überwachungs- und Anästhesiemonitor • Inkl. IBP + CO ₂ + AG Modul
321940	ePM 12M Vet Überwachungs- und Anästhesiemonitor • Inkl. IBP + CO ₂ + AG Modul mit O ₂
321902	Fahrstativ • Mit Korb und Halteplatte • Befestigung des Monitors mit Schnellverschluss
321903	Wandhalterung



321651



321905

Ersatz- und Verbrauchsmaterial für LifeVet Überwachungs- und Anästhesiemonitore

Art. Nr.

E32190001	Ersatzakku für LifeVet Monitore • Li-Ion • 11,1 V, 2.600 mAh
E32190002	EKG-Stammkabel • 3/5-adrig
E32190003	EKG-Kabel • Mit 3 Leitungen
E32190004	Krokodilklemmen • Packung mit 5 Stück
321043	Einmal-Elektroden für EKG mit textilem Pflaster • Solid Gel • Ø 50 mm • Packung mit 30 Stück
E32190005	SpO ₂ Zungenclipsensor • Inkl. zwei Sensorclips (klein und groß) zur Anbringung an einer geeigneten Position
321651	SpO ₂ Zungenclipsensor • Inkl. zwei Sensorclips (klein und groß) zur Anbringung an einer geeigneten Position
E32190008	Sensorclip für SpO ₂ Zungenclipsensor • Klein
E32190009	Sensorclip für SpO ₂ Zungenclipsensor • Groß
E32190006	• NIBP Anschlussschlauch • Länge: 3 m
E32181010	Blutdruckmanschette • Umfang 3 – 6 cm
321904	Blutdruckmanschette • Umfang 4 – 8 cm
321905	Blutdruckmanschette • Umfang 6 – 11 cm
E32181011	Blutdruckmanschette • Umfang 7 – 13 cm
E32181012	Blutdruckmanschette • Umfang 8 – 15 cm

Ersatz- und Verbrauchsmaterial für LifeVet Überwachungs und Anästhesiemonitore

Art. Nr.

E32181011	Blutdruckmanschette • Umfang 7,1 – 13,1 cm
E32181012	Blutdruckmanschette • Umfang 8 – 15 cm
E32181013	Blutdruckmanschette • Umfang 10 – 19 cm
E32190007	Temperatursonde • Oesophageal / rektal
321942	CO ₂ Wasserfalle • Packung mit 10 Stück
321378	CO ₂ Probenschlauch • Länge: 2,4 m • Einwegartikel (regelmäßig austauschen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden) • Packung mit 10 Stück
321373	CO ₂ Atemwegsadapter • Zum Anschluss zwischen Y-Stück und Tubus-Konnektor • Gerade • Ø innen / außen: 15 mm • Wiederverwendbar
321907	CO ₂ Atemwegsadapter • Gerade • Ø innen / außen: 15 mm • Packung mit 10 Stück
321043	Einmal-Elektroden für EKG mit textilem Pflaster • Solid Gel • Ø 50 mm • Packung mit 30 Stück
321881	Abluft-Anschlussset • Zur Abführung von verbrauchtem Messgas • beim Einsatz mit Narkosegas • Zum Anschluss an Narkosemittelabsaugung
321908	IBP Messfühlerset • Einmalprodukt • Packung mit 5 Stück
E32191002	IBP Kabel • 12-polig
E32191003	Halterung für IBP Messfühler
321941	Multigas Wasserfalle für ePM 12M Vet • Packung mit 10 Stück
321911	Multigas Entnahmeleitung • Länge: 2,5 m • Packung mit 25 Stück
321912	Multigas Atemwegsadapter • Abgewinkelt • Packung mit 10 Stück
321925	EKG / TEMP Ösophagussonden-Set • Bestehend aus 2 Sonden: - klein (Ø 6 mm, ca. 4,5 – 13 kg) - und groß (Ø 8 mm, ab ca. 13 kg)



321942



E32190007



321941



321912



217210



217309



217307

EICKEMEYER® Doppler

Der EICKEMEYER® Doppler wird bei der zuverlässigen, nicht-invasiven Bestimmung des systolischen Blutdrucks bei Kleintieren (auch Katzen) verwendet. Die Messung erfolgt an oberflächlichen Arterien.

- Kompaktes Format
- Hohe Empfindlichkeit für ein klares Signal
- Mit Lautstärkenregulierung und Kopfhöreranschluss
- Netzunabhängiger Betrieb (Akku): 6 Stunden
- Inkl. konkaver 8 MHz-Sonde für die Positionierung an der Carpus-unterseite (Vorderfuß-Wurzelgelenk) oder der Schwanzunterseite des Tieres
- Sonde mit großem Schallbereich für besseres Auffinden des Blutflusses
- Dient zusätzlich zur akustischen Überwachung des Blutflusses bei Narkosen
- Inkl. 250 g EICKEMEYER® Ultraschallgel (303936)

Technische Daten

- Ultraschallfrequenz: 8 MHz
- Betriebsdauer: ca. 6 Stunden
- Maße (in cm): L 17,5 x B 8 x H 2,5
- Gewicht inkl. Akkus: 300 g

Art. Nr.	
217210	EICKEMEYER® Doppler
217310	SENNHEISER Kopfhörer für Doppler
E21721002	Stiftsonde für EICKEMEYER® Doppler • Speziell für Exoten
E2172100101	Sonde für EICKEMEYER® Doppler • Ersatzteil
217309	Sphygmomanometer • Mit Einhandbedienung • Inkl. 2 Klettmanchetten 5 cm/7 cm
217307	Blutdruckmanschette • 1,9 cm • Für Doppler-Blutdruckmessung • Speziell für kleine Katzen
217308	Blutdruckmanschette • 3,3 cm • Für Doppler-Blutdruckmessung • Speziell für Katzen und kleine Hunde
217304	Blutdruckmanschette • 5 cm • Für Doppler-Blutdruckmessung
217306	Blutdruckmanschette • 7 cm • Für Doppler-Blutdruckmessung
217311	Blutdruckmanschette • 10 cm • Für Doppler-Blutdruckmessung • Speziell für große Hunde

Beatmungsbeutel-Set

Diese Beatmungsbeutel sollten in keiner Kleintierpraxis fehlen und bei jeder Narkose stets griffbereit sein.

- Beatmungsbeutel Set
- klein bis 250 ml
- mittel bis 680 ml
- groß bis 1630 ml
- Überdruckventil schützt vor Überdehnung
- Latexfrei

Art. Nr.

215161	Beatmungsbeutel-Set klein und mittel
215163	Beatmungsbeutel-Set klein, mittel und groß
21516001	Anschlussleitung zu Sauerstoffkonzentrator



215163

ULMER Fixator

- Ideal zum Fixieren von Atemschläuchen sowie Kabeln von Überwachungs- und Elektrochirurgiegeräten
- Komplett mit Halterung für Normschienen

Art. Nr.

215300	ULMER Fixator
--------	---------------



215300



212718



212806



212719



213054



21309514



213089



212807

Patientenschläuche für Kleintier-Narkosegeräte

Art. Nr.

212718	Patientenschlauch • Mit Y-Stück • Transparent • Innen glatt • Ø 22 mm • Länge: 1,2 m
212806	Patientenschlauch • Mit Y-Stück • Transparent • Für kleine Patienten mit einem Körpergewicht von unter 7 kg • Länge (ohne Konnektoren): ca. 150 cm • Länge (mit Konnektoren): ca. 160 cm • Ø 10 mm
212807	Patientenschlauch • Mit Luer-Winkeladapter • Für kleine Patienten mit einem Körpergewicht von unter 7 kg • Länge: ca. 1,6 m • Ø 10 mm
212719	Coaxialer Patientenschlauch • Schlauch-in-Schlauch-System • Ø 22 mm • Länge: 1,6 m
213054	Coaxialer Patientenschlauch • Für Kleintiere bis 7 kg für Narkosegerät MEDVET • Ø 22 mm • Länge: 1 m
21309514	Ayres T-Piece / T-Stück offenes Beatmungssystem • Für Patienten unter 7 kg Körpergewicht • Patientenschlauch mit 1,8 m Länge • 0,5 l Atembeutel • APL Überdruckventil
213089	Mapleson A Parallel Lack Beatmungssystem • Länge: 1,6 m • Mit 2,0 l Atembeutel

Atemmasken aus Kunststoff für Katzen und Hunde

- Robuster, transparenter Kunststoff
- Gut abschließend


Art. Nr.		Ø außen mm	Ø innen mm
215400	Atemmaskenset • Set komplett, bestehend aus allen 6 Größen • Inkl. 4 Fixierbändern für die Größen 3 – 6		
215401	Atemmaske aus Kunststoff • Größe 1 • Höhe: 24 mm • Öffnung: 22 mm	44	
215402	Atemmaske aus Kunststoff • Größe 2 • Höhe: 29 mm • Öffnung: 30 mm	57	
215403	Atemmaske aus Kunststoff • Größe 3 • Höhe: 35 mm • Öffnung: 33 mm	60	
215404	Atemmaske aus Kunststoff • Größe 4 • Höhe: 73 mm • Öffnung: 30 mm	87	
215405	Atemmaske aus Kunststoff • Größe 5 • Höhe: 97 mm • Öffnung: 42 mm	110	
215406	Atemmaske aus Kunststoff • Größe 6 • Höhe: 121 mm • Öffnung: 54 mm	130	
21540101	Ersatzgummi zu Atemmaske Größe 1 • Passend für 215401	44	22
21540201	Ersatzgummi zu Atemmaske Größe 2 • Passend für 215402	57	30
21540301	Ersatzgummi zu Atemmaske Größe 3 • Passend für 215403	60	33
21540401	Ersatzgummi zu Atemmaske Größe 4 • Passend für 215404	87	30
21540501	Ersatzgummi zu Atemmaske Größe 5 • Passend für 215405	110	42
21540601	Ersatzgummi zu Atemmaske Größe 6 • Passend für 215406	130	54



215400



21540101



EickTube Trachealtuben aus Kunststoff

- Glasklar
- Ventil für Luer- und Luer-Lock-Ansatz
- Abgeflachte, atraumatische Spitze
- Mit Norm-Konnektor zum Anschluss an das Y-Stück
- Zum Einmalgebrauch
- Alle Größen sind auch in Packungen à 25 Stück (2,0 – 10,0) oder Packungen à 10 Stück (11,0 – 13,0) erhältlich

Art. Nr.		Ø außen mm	Ø innen mm
215800	EickTube Trachealtuben-Set • Bestehend aus 23 Trachealtuben: 6 Trachealtuben ohne Kontrollballon (2,0–4,5 mm) und 17 Trachealtuben mit Kontrollballon (2,0–10,0 mm)		
215920	EickTube Trachealtubus • Ohne Kontrollballon	2,9	2,0
215820	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 9 mm)	2,9	2,0
215925	EickTube Trachealtubus • Ohne Kontrollballon	3,5	2,5
215825	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 9 mm)	3,5	2,5
215930	EickTube Trachealtubus • Ohne Kontrollballon	4,2	3,0
215830	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 9 mm)	4,2	3,0
215935	EickTube Trachealtubus • Ohne Kontrollballon	4,9	3,5
215835	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 11 mm)	4,9	3,5
215940	EickTube Trachealtubus • Ohne Kontrollballon	5,5	4,0
215840	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 13 mm)	5,5	4,0
215945	EickTube Trachealtubus • Ohne Kontrollballon	6,2	4,5
215845	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 13 mm)	6,2	4,5
215850	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 13 mm)	6,9	5,0
215855	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 18 mm)	7,5	5,5
215860	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 22 mm)	8,2	6,0
215865	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 22 mm)	8,7	6,5
215870	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 25 mm)	9,3	7,0
215875	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 25 mm)	10,0	7,5
215880	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 27 mm)	10,7	8,0
215885	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 27 mm)	11,3	8,5
215890	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 29 mm)	12,0	9,0
215895	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 29 mm)	12,7	9,5
215910	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 29 mm)	13,3	10,0
215911	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 35 mm)	14,7	11,0
215912	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 52 mm)	16,0	12,0
215913	EickTube Trachealtubus • Mit Kontrollballon (Ø 52 mm)	17,3	13,0

Konnektoren für Trachealtuben

- Passend auf alle gängigen Trachealtuben und Y-Stücke
- Zum Anschluss zwischen Trachealtuben und Y-Stücke
- Robuster Kunststoff

Art. Nr.		Ø mm
213902	Konnektor für Trachealtuben	2,5
213903	Konnektor für Trachealtuben	3,0
213935	Konnektor für Trachealtuben	3,5
213904	Konnektor für Trachealtuben	4,0
213945	Konnektor für Trachealtuben	4,5
213905	Konnektor für Trachealtuben	5,0
213955	Konnektor für Trachealtuben	5,5
213906	Konnektor für Trachealtuben	6,0
213965	Konnektor für Trachealtuben	6,5
213907	Konnektor für Trachealtuben	7,0
213975	Konnektor für Trachealtuben	7,5
213908	Konnektor für Trachealtuben	8,0
213985	Konnektor für Trachealtuben	8,5
213909	Konnektor für Trachealtuben	9,0
213995	Konnektor für Trachealtuben	9,5
213910	Konnektor für Trachealtuben	10,0
213911	Konnektor für Trachealtuben	10,5
213912	Konnektor für Trachealtuben	11,0
213920	SWIVEL-Konnektor	15,0
	• Drehbares Verbindungsstück zwischen Konnektor und Y-Stück	




213902

Wandhalter für Kleintier-Trachealtuben

- Zur geordneten Lagerung und Trocknung von Trachealtuben mit Konnektor der Größen 2,0 bis 13,0 mm
- Aus Edelstahl
- Leicht zu reinigen und desinfizieren
- Einfache Montage
- Breite: 71 cm

Art. Nr.	
215810	Wandhalter für Kleintier-Trachealtuben



215810

MADGIC™ Laryngo-Tracheal Atomizer

MADGIC™ ist ein formstabiles Hilfsmittel zur Applikation von Lokalanästhetika.

Der Einweg-Medikamentenzerstäuber besteht aus einer flexiblen und gleichzeitig formstabilen Kanüle, die Medikamente in einen feinen Nebel aus 30 – 100 Mikron großen Partikeln zerstäubt.

- Gezielte Applikation auf Nasopharynx-, Oropharynx- und Hypopharynx-Schleimhaut
- Nicht vorgefüllt, Medikament und Dosis kann frei gewählt werden
- Passend auf alle Luer-Lock Spritzen

Art. Nr.	
05040001	MADGIC™ Laryngo-Tracheal Atomizer
	• Einzel
050400	MADGIC™ Laryngo-Tracheal Atomizer
	• Packung mit 25 Stück



05040001



214600

Silikonspray

- Zur Pflege von Trachealtuben, Sonden und Kathetern
- Zur Pflege vor dem Einlagern der Trachealtuben: durch das Einsprühen wird die Lagerungsmöglichkeit verlängert.
- ACHTUNG: Nicht als Gleitmittel oder zum leichteren Einführen von Tuben oder Kathetern zu verwenden.
- Zur Schmierung beweglicher Teile und Vorbeugung gegen Rostbildung von metallischen, chirurgischen Instrumenten geeignet
- FCKW-frei
- Inhalt: 500 ml

Art. Nr.

214600 Silikonspray



212735

Bakterienfilter

Bakterienfilter zum Anschluss zwischen Y-Stück und Tubus Adapter.

Art. Nr.

- | | |
|--------|--|
| 212737 | <p>Bakterienfilter Micro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidalvolumenbereich 35 – 100 ml • Für Kleintiere bis ca. 10 kg • Packung mit 20 Stück |
| 212735 | <p>Bakterienfilter Mini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidalvolumenbereich 90 – 250 ml • Für Tiere von ca. 10 – 30 kg • Packung mit 20 Stück |
| 212738 | <p>Bakterienfilter Midi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidalvolumenbereich 100 – 1.000 ml • Für Tiere von ca. 10 – 90 kg • Packung mit 20 Stück |

ECONOMY Laryngoskop

Ein Laryngoskop ist ein medizinisches Hilfsinstrument zur Betrachtung des Larynx (Kehlkopfs), das vor allem in der Anästhesie bei Mensch und Tier zur Anwendung kommt.

Art. Nr.

- | | |
|--------|---|
| 301450 | ECONOMY Laryngoskop <ul style="list-style-type: none"> • Komplett mit Spatel „FREIBURGER“-Modell und Batteriegriff • Spatellänge 148 mm, Breite 13 mm (distal) • Inkl. 2 Batterien |
| 301455 | Ersatzbirne für Laryngoskop |
| 301926 | Ersatzbatterie 1,5 V <ul style="list-style-type: none"> • Für ECONOMY Laryngoskop |



301450

MACINTOSH Laryngoskop-Set

- Erleichtert die Platzierung eines Endotrachealtubus
- Edelstahl matt, Ausführung mit bruchsicherem Kunststoffsockel, Lebensdauer identisch zu Metall
- Vakuum-Lampe
- Beleuchtungsstärke > 1.500 bzw. > 2.000 Lux/2,5 V je nach Lampe/Spatelgröße
- Sterilisierbar gemäß Gebrauchsanleitung

Lieferumfang

- 2,5 V Batteriegriff (inkl. Batterien)
- Spatelgröße 2: L 100 x H 25 mm
- Spatelgröße 3: L 130 x H 25 mm
- Spatelgröße 4: L 155 x H 27 mm
- Koffer

Art. Nr.

- | | |
|-------------|--|
| 301401 | MACINTOSH Laryngoskop-Set |
| E3014000101 | Ersatzlämpchen <ul style="list-style-type: none"> • Für Spatelgröße 2 – 5 |



301401



HEINE Laryngoskop

Mit innovativer Fiber Optik Technologie (F. O.) für stete Lichtleistung.

- Großes Faserbündel für bessere Lichttransmission und längere Lebensdauer
- Hervorragende Ausleuchtung durch integrierten Lichtleiter mit großem Querschnitt
- Ohne Schraubverbindungen, externe Lichtleiter und Öffnungen, die verschmutzen könnten
- Hochwertige Konstruktion aus verchromtem Edelstahl
- Wartungsfreie, leicht zu reinigende/autoklavierbare Spatel
- 5 Jahre Garantie auf Spatel
- Made in Germany

Art. Nr.

301440	HEINE Standard F.O. 4 NT LED Laryngoskop-Ladegriff 3,5 V • LED Ladegriff für HEINE Ladegerät NT4 • Griff komplett mit F.O. 4 NT Bodeneinheit
301436	HEINE F.O. Laryngoskop-Ladegriff 3,5 V • Halogen mit aufladbarer Batterie für HEINE Ladegerät NT 300
301412	HEINE Classic+ Spatel nach MACINTOSH • Größe 3 • Maße (in mm): L 115 x B 13
301413	HEINE Classic+ Spatel nach MACINTOSH • Größe 5 • Maße (in mm): L 135 x B 15
301433	Ersatzbirne 3,5 V für F.O. Laryngoskop
301441	Laryngoskopeinschub für HEINE F.O. 4 NT Laryngoskop-Ladegriff • Ohne Bodeneinheit
301442	HEINE F.O.4 NT Bodeneinheit
301443	Griffhülse für Standard Ladegriff



301460



30146000



30146004

KaWe Laryngoskop MILLER

Griff, konventionell

- 2,5 V
- Ø 28 mm
- Batterien (Baby C) nicht im Lieferumfang enthalten

Spatel MILLER, konventionell

- Edelstahl matt, verhindert Rückreflexion
- Vakuum-Lampe
- Beleuchtungsstärke > 1.500 bzw. > 2.000 Lux / 2,5 V je nach Lampe / Spatelgröße
- Autoklavierbar bis 134 °C – für ca. 4.000 Zyklen
- Kompatibel nach DIN ISO 7376

Art. Nr.

301460	KaWe Laryngoskopgriff C
30146000	KaWe Spatel MILLER C • Größe 0 • Maße (in mm): L 77 x B 11
30146001	KaWe Spatel MILLER C • Größe 1 • Maße (in mm): L 102 x B 11
30146002	KaWe Spatel MILLER C • Größe 2 • Maße (in mm): L 153 x B 13
30146003	KaWe Spatel MILLER C • Größe 3 • Maße (in mm): L 195 x B 13
30146004	KaWe Spatel MILLER C • Größe 4 • Maße (in mm): L 205 x B 16

LED Diagnostikleuchte

Die aus hochwertigem, gebürstetem Metall in Deutschland hergestellte Diagnostikleuchte bringt – egal ob mit oder ohne Spatel – bei verschiedensten Anwendungen Licht ins Dunkel.

- Ideal zum Intubieren von Kleintieren
- Praktisch zur Untersuchung von Augen, Ohren, Nase und Rachen
- Hilfreich bei Zahnbehandlungen, insbesondere bei Nagern
- Weiße LED mit einer Lebensdauer von mehr als 100.000 Stunden
- Inkl. punktförmigem Spatel und 2 AAA Batterien

Art. Nr.

214200 LED Diagnostikleuchte

214212 Ersatzspatel
• Punktförmig



214200

214212

Atembeutel für Kleintiere

- Aus schwarzem Gummi
- Antistatisch
- Mit Aufhängelasche

Art. Nr.

215005 Atembeutel
• 0,5 l

215010 Atembeutel
• 1 l

215020 Atembeutel
• 2 l

215030 Atembeutel
• 3 l

215040 Atembeutel
• 4 l

215050 Atembeutel
• 5 l



215020

Atembeutel

- Aus grünem Gummi
- 2-faltig ohne Aufhängelasche
- 22 mm ISO-Anschluss
- Latexfrei
- Einmalprodukt

Art. Nr.

215101 Atembeutel
• 1 l

215102 Atembeutel
• 2 l

215103 Atembeutel
• 3 l



215101



21348801

EickSorber Narkosegasfilter

Aktivkohlefilter zur Absorption organischer Narkosegase.

- Zum Anschluss an das Überdruckventil. Damit wird verhindert, dass überflüssiges Narkosegas in die Raumluft gelangt.
- Behälter vor der Narkose wiegen. Filter nach Überschreitung von 1.000 g tauschen.

Art. Nr.

213488	EickSorber Narkosegasfilter
	• Einzeln
	• Inkl. 2 m Abluftschlauch (Ø 22 mm)
21348801	EickSorber Narkosegasfilter
	• Einzeln
	• Ohne Abluftschlauch
21348806	EickSorber Narkosegasfilter
	• Packung mit 6 Stück
	• Inkl. 2 m Abluftschlauch (Ø 22 mm)

*Qualität
für Ihre Praxis*

Eickemeyer®



© karandaev – stockadobe.com

Aktive Narkosemittel-Absaugung

Für ein besseres „Klima“ im OP!

- Eine sichere und kosteneffektive Methode, die Ihre Gesundheit und Sicherheit im Operationssaal gewährleistet
- Das System saugt Narkosegase ab, ohne Sauerstoff und Narkosegas des Narkosegerätes zu dezimieren
- Das Narkosegerät muss nicht neu eingestellt werden
- Einfach zu installieren (inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage)

Art. Nr.

213480 Aktive Narkosegas-Absaugung

212729 Abluftschlauch

- Transparent
- Meterware



213480

Atemkalk

Atemkalk dient zur CO₂ Absorption aus dem Kreisteil. Dies ist im Kreissystem zwingend notwendig, um eine Rückatmung des in der Atemluft befindlichen CO₂ zu verhindern.

- Mit Farbumschlag
- Extrem effizient
- Beste Qualität mit geringem Staubanteil
- Inhalt: 5 l

Art. Nr.

215206 Atemkalk



215206

Narkoseboxen

Art. Nr.

214650 Narkosebox für Katzen

- Aus Plexiglas
- Mit Schlauch und Konnektor
- Maße (in cm): L 40 x B 21 x H 27



214650



648115

MOECK Wärmematten

Die MOECK Wärmematten werden unter dem Patienten platziert und sorgen durch ihre drei unterschiedlichen Textilschichten für eine optimale Wärmezufuhr.

- Die Warmluft verteilt sich gleichmäßig unter dem Patienten
- Das Tier wird aktiv temperiert und druckentlastend gelagert
- Bei 60 °C waschbar und wiederverwendbar

Art. Nr.

648110 Klein, 55 x 65 cm

648115 Mittel, 100 x 55 cm



648131

MOECK Wärmedecke für mittlere Wärmematte


Die MOECK Wärmedecke wird auf dem Patienten platziert und sorgt durch ihre drei unterschiedlichen Textilschichten für eine optimale Wärmezufuhr.

- Speziell geeignet für zahnmedizinische Eingriffe
- Sorgt in Kombination mit der großen Wärmematte für eine optimale konvektive Wärmeversorgung von oben und unten
- Die zugeführte Warmluft verteilt sich gleichmäßig und das Tier wird aktiv temperiert
- Variabler Rundhalsausschnitt passend für verschiedene Kopf- und Körpergrößen
- Bei 60 °C waschbar und wiederverwendbar
- Maße (in cm): L 130 x B 90 cm

Art. Nr.

648131 Klein, 55 x 65 cm

648115 Mittel, 100 x 55 cm



648113

MOECK Wärmematte mit Druckknöpfen

Die MOECK Wärmematte mit seitlichen Flügeln kann per Druckknopfleiste geschlossen werden. Dadurch wird der Patient nicht nur von unten, sondern optional auch von den Seiten und von oben zuverlässig gewärmt. Sie ist besonders für Kleintiere bis zu 12 kg geeignet.

- Warmluft von unten, seitlich und von oben
- Das Tier wird aktiv temperiert und druckentlastend gelagert
- Freies Operationsfeld
- Ein Schlauchanschluss
- Kompatibel mit nahezu allen Warmluftgeräten
- Bei 60 °C waschbar und wiederverwendbar

Art. Nr.

648113 Wärmematte mit Druckknöpfen, 55 x 70 cm

MOECK Wäschenetz für Wärmematten

Um die Lebensdauer Ihrer MOECK Wärmematten zu verlängern, empfehlen wir, diese immer im Wäschenetz zu waschen.

Art. Nr.

648111	Wäschenetz für kleine Wärmematte
648121	Wäschenetz für mittlere / große Wärmematte



648111

648121

MOECK Warmluftschlauch

- Zur Verwendung in der postoperativen Phase
- Empfohlen für Kleintiere
- Maße (in cm): L 150 x B 20

Art. Nr.

648125	Warmluftschlauch
--------	------------------



648125

Wärme-/ Heizmatte EickWarm

Ideal zur Verwendung im OP, zur postoperativen Unterbringung oder nach der Geburt geeignet.

- Mit Temperaturregelung von 35 – 45 °C
- Mit Zeitschaltuhr von 1 bis 9 Stunden
- Niedervoltspannung 12 V
- Wasserabweisend
- Unter Aufsicht problemlos im Dauerbetrieb einsetzbar
- Komplett mit Netzteil
- Maße (in cm): L 40 x B 30

Art. Nr.

648050

648048	Wärme-/ Heizmatte EickWarm
--------	----------------------------



648048

Wärme-/ Heizmatte EickWarm II

Ideal zur Verwendung im OP, zur postoperativen Unterbringung oder nach der Geburt geeignet.

- Mit Temperaturregelung von 35 – 45 °C
- Mit Zeitschaltuhr von 1 bis 9 Stunden
- Niedervoltspannung 12 V
- Wasserabweisend
- Unter Aufsicht problemlos im Dauerbetrieb einsetzbar
- Komplett mit Netzteil
- Maße (in cm): L 65 x B 50

Art. Nr.

648050	Wärme-/ Heizmatte EickWarm
--------	----------------------------



648050



648020

Eickwarm H₂O Wärmesystem für Kleintiere

Intraoperative Hypothermie ist eine der häufigsten Narkosekomplikationen in der Kleintiermedizin. Ein gutes perioperatives Wärmemanagement spielt eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung dieses Risikos. Das EickWarm H₂O Wärmesystem für Kleintiere bietet eine sichere und effektive Wärmetherapie mit präziser Temperaturregelung. Durch die Zirkulation von demineralisiertem Wasser durch eine auslaufsichere Heizmatte wird eine konduktive Temperaturtherapie ermöglicht, die Wärmeverlust und Unterkühlung während und nach der Operation verhindert. Das kompakte Gerät arbeitet flüsterleise und das effiziente Heizelement bringt die Heizmatte in kürzester Zeit auf die gewünschte Temperatur. Zusätzlich kann das Gerät durch die Zugabe von vorgekühltem Wasser auch zur Kühlung der Patienten verwendet werden.

- Sichere und effektive Steuerung der Körpertemperatur des Patienten
- Stufenlose Temperatureinstellung von 10 °C bis 45 °C
- Zur Verwendung mit demineralisiertem Wasser
- Digitale Temperatur- und Wasserstandsanzeige
- Drei unterschiedliche Timer-Modi
- Verschlussventile verhindern das Auslaufen des Geräts bei Mattenwechsel
- Inklusive zwei Wärmematten (L 55 x B 55 cm und L 55 x B 100 cm)
- Kompakte Abmessungen (in cm): L 19 x B 19 x H 17
- Schlauchlänge Wärmematte: ca. 150 cm
- Länge des Netzkabels: ca. 150 cm
- Gewicht: 1,2 kg

Art. Nr.

648020 Eickwarm H₂O Wärmesystem für Kleintiere


648000

EickWarm Air Wärmegerät für Kleintiere

Das EickWarm Air Warmluftgerät für Kleintiere ist äußerst leistungsstark und verteilt die warme Luft besonders gleichmäßig und geräuscharm in den optional erhältlichen Wärmematten. So wird der Patient sicher und zuverlässig vor einer Auskühlung geschützt.

- Sichere und effektive Steuerung der Körpertemperatur
- Extrem kraftvoll und dabei leise (≤55 dB)
- Temperatureinstellungen: Raumluft, 32 °C, 35 °C, 38 °C und 43 °C
- Zuverlässige Messung der Schlauchausgangstemperatur
- Drei wählbare Lüfterstufen (Air Flow)
- Mehrere Alarmpoptionen sorgen für höchste Patientensicherheit
- Mit Polklemme zur sicheren Befestigung
- Langer Wärmeschlauch (2 m) mit flexibler Befestigungsklemme
- Kompakte Maße (in cm): L 30 x B 37 x H 34
- Gewicht (inkl. Wärmeschlauch): 6,5 kg.

Art. Nr.

648000 Eickwarm Air Wärmegerät für Kleintiere

648010 Trolley für EickWarm Air

- Mit stabilen Bremsrollen und Korb
- Maße (in cm): L 41 x B 50 x H 65

Sauerstofftherapie-Box

Mit der Sauerstofftherapie-Box können auf einfache, effektive Art Sauerstoff- / Vernebelungstherapie durchgeführt werden, mit einer PVC-Hülle um einen Katzenkäfig, angeschlossen an eine Sauerstoffquelle. Die Be- bzw. Entlüftung erfolgt durch Öffnen des Reißverschlusses und kann je nach Zustand des Patienten bzw. Sauerstoffbedarf gesteuert werden.

- Stressfreie Therapie – verglichen mit herkömmlichen Therapien mit Nasenkanüle oder Maske
- Volle Sicht auf den Patienten durch die 3 mm PVC-Hülle – die Atemmuster während der Behandlung immer im Blick
- Inkl. Käfig, Bodenschale, Schottverschraubung und Schlauch, Vernebler, 5 Venturi-Düsen
- Maße inkl. Hülle (in cm): L 54 x B 38 x H 38
- Gewicht: 2 kg

Art. Nr.

214665 Sauerstofftherapie-Box



214665

Intensivstation für Heimtiere Vetario T30

Die Vetario T30 ist eine kompakte Intensivstation für Heimtiere. Sie verfügt über eine voll-digitale Temperaturregelung und Frühwarnalarne. Die Temperatur wird automatisch durch einen Regler konstant gehalten und auf dem Display angezeigt. Die Vetario T30 bietet ein komfortables, warmes und hygienisch einwandfreies Umfeld für junge, kranke, verletzte oder schwache Tiere und ist ideal für Notfälle und die mobile Tierrettung geeignet.

- Digitale Temperaturregelung, programmierbar auf 0,1 °C
- Alarm für hohe und niedrige Temperatur
- Klare, gut einsehbare Verriegelungstür
- Einstellbare Belüftung
- Zur gründlichen Reinigung leicht zu zerlegen
- Aus antimikrobiellem Kunststoff
- Eingebauter Tragegriff
- 12 V Stromversorgung für optionalen Kfz-Adapter
- Ohne Umbau stapelbar
- Grundfläche: 240 x 240 mm
- Gesamtvolumen: 9,5 Liter
- Maße (in mm): B 270 x H 297 x T 275

Art. Nr.

219036 Intensivstation für Heimtiere Vetario T30



219036



219031

Intensivstation für Heimtiere Vetario T40M

Ideal zur postoperativen Unterbringung ihrer Patienten um das Risiko von Hypothermie, Schock usw. zu reduzieren. Die Käfige bieten ein komfortables, warmes und hygienisch einwandfreies Umfeld. Die Temperatur wird automatisch durch einen Regler konstant gehalten und auf dem Display angezeigt.

- Integrierter Luftfilter für permanente Frischluftzufuhr in angenehmer Temperatur
- Mit Temperaturanzeige und Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Mit Anschlussmöglichkeit für Vernebler und Temperaturalarm
- Wasserbehälter verhindert Dehydration
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren
- Maße (in cm): L 48,5 x B 38,5 x H 48

Art. Nr.

219031 Intensivstation für Heimtiere Vetario T40M



219033

Intensivstation für Heimtiere Vetario T50M

Ideal zur postoperativen Unterbringung ihrer Patienten um das Risiko von Hypothermie, Schock usw. zu reduzieren. Die Käfige bieten ein komfortables, warmes und hygienisch einwandfreies Umfeld. Die Temperatur wird automatisch durch einen Regler konstant gehalten und auf dem Display angezeigt. Integrierter Luftfilter für permanente Frischluftzufuhr in angenehmer Temperatur

- Integrierter Luftfilter für permanente Frischluftzufuhr in angenehmer Temperatur
- Mit Temperaturanzeige und Steuerung der Luftfeuchtigkeit
- Mit Anschlussmöglichkeit für Vernebler und Temperaturalarm
- Wasserbehälter verhindert Dehydration
- Einfach zu reinigen und zu desinfizieren
- Maße (in cm): L 69 x B 49 x H 56

Art. Nr.

219033 Intensivstation für Heimtiere Vetario T50M

214525 Cook Adapter für Großtiernarkosegerät

- Y-Stück auf Cook-Tracheotuben

Eickemeyer ICU Intensivstation

Die EICKEMEYER ICU ist eine kompakte High-End-Lösung für die intensivmedizinische Versorgung in Tierarztpraxen, Kliniken und Notfallstationen. Mit zwei separat steuerbaren, trennbaren Ebenen ermöglicht sie die gleichzeitige Behandlung von bis zu vier Patienten.

Beide Ebenen arbeiten unabhängig und bieten eine präzise Regelung von Sauerstoff, CO₂, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein digitales Überwachungssystem mit intelligenten Warnmeldungen sorgt für maximale Sicherheit. Das Gehäuse aus Edelstahl und die integrierte Ionisierungs-Sterilisation garantieren höchste Hygiene und leisen Betrieb – ideal für sensible Patienten.

Vorteile im Überblick

- **3D-Klimasteuerung:** Gleichmäßige Temperaturverteilung für ein stabiles Mikroklima.
- **O₂-/CO₂-Sensorik in Echtzeit:** Automatische Gaskontrolle für sichere Therapie – kompatibel mit zentraler Gasversorgung oder optionalem Konzentrator.
- **Luftreinigung mit Negativionen:** Entfernt bis zu 98 % der Partikel, reduziert Keime und Gerüche, fördert Ruhe und Immunfunktion.
- **UV-Quarz-Sterilisation:** Effektive Desinfektion (254 nm) zur Minimierung von Kreuzkontamination.
- **Therapeutisches Lichtsystem:** Warmlicht zur Beruhigung, Weißlicht zur Vitalzeichenkontrolle, Blaulicht zur Förderung kognitiver Funktionen und Entzündungshemmung.

Weitere Informationen

- Touchscreen Bedienung mit Echtzeitdaten
- Temperatursteuerung von 15–38 °C
- Sauerstoffkonzentration von 21–60 %
- CO₂ Monitoring mit Filtersystem
- Automatische Luftfeuchtigkeitssteuerung
- Maße (in cm): B 125 x T 66 x H 182
- Gewicht: ca. 236 kg

Art. Nr.

219050 Eickemeyer ICU Intensivstation



219050



21320201

LAVC-2000-D Narkosegerät für Großtiere

Das LAVC-2000-D bietet eine vollständige Kontrolle über die Atmung Ihrer Patienten. Das äußerst zuverlässige Gerät ermöglicht eine passive, unterstützte oder kontrollierte Beatmung. Zudem ist eine Kombination aus unterstützter und kontrollierter Beatmung möglich. Das Umschalten zwischen den verschiedenen Beatmungsmodi ist kinderleicht. Daneben bietet das LAVC-2000-D die Möglichkeit, rein passiv in einen Atembeutel zu atmen. Der Atemkalkbehälter ist an der Seite des Geräts montiert, damit der Atembeutel frei hängen kann. Durch das einfache Umstecken eines Schlauches kann schnell zwischen Atembeutel und Atembalg gewechselt werden. Dies ermöglicht ein Höchstmaß an Kontrolle und Sicherheit.

- Flowmeter (0 bis 10 l/min), Sauerstoff-Bypass, Flush-Ventil und Systemdruckanzeige
- Mit BIRD-Beatmer zur spontanen, assistierten und / oder kontrollierten Beatmung
- Schlauchsystem mit Y-Stück, komplett mit 4 Adaptern (18 / 20 / 25 / 30 mm) und zusätzlichem Cook-Adapter
- Separates Kreisteil mit 30 l Atembeutel für Narkosen ohne Beatmung
- Mit EICKEMEYER® TEC 3 Isofluran Verdampfer
- Betriebsdruck am Einlass: 50 psi / 3,5 bar
- Abmessungen (in cm): B 55 x T 56 x H 127

Modifizierter BIRD-Respirator, Mark 7

- Empfindlichkeit: -0,5 bis -5 cmH₂O
- Inspirationsdruck: 5 bis 65 cmH₂O
- Expirationszeit: Minimum 5 bis Maximum 15 Sekunden
- Flussrate: 0 bis 450 lpm
- Manuelle Zyklussteuerung per Handregler

Art. Nr.

21320201 LAVC-2000-D Narkosegerät für Großtiere

213205 Konsole / Gerätetisch für LAVC-2000-D
Maße (in cm): L 70 x B 28 x H 1,5

LAPD-1000 Narkosegerät für Großtiere

- Komplett mit O₂-Flowmeter 0 – 10 l, zweiter Flowmeter optional
- EICKEMEYER® TEC 3 Isofluran-Verdampfer
- Systemdruckanzeige, Sauerstoff-Bypass, Atembeutel 30 l
- Schlauchsystem mit Y-Stück komplett mit 4 Adaptern (18 / 20 / 25 / 30 mm) für Trachealtuben
- Inkl. Cook Adapter (zusätzlich)

Art. Nr.

213101	LAPD-1000 Narkosegerät für Großtiere
214525	Cook Adapter für Großtiernarkosegerät Y-Stück auf Cook-Tracheotuben



213101

LAVC-3000 Beatmungsgerät für Großtiere

Zum Anschluss an jedes Großtiernarkosegerät

Art. Nr.

213120	LAVC-3000 Beatmer für Großtiere
213209	Faltenbalg
E213200231	Konusmutter für Haltestange
E21320011378	Venturi-Antrieb • Komplett
E2132001137	Lange Venturi-Steuerung • Mit zwei Ausgängen • Komplett
E2132001138	Venturi-Steuerung • Mit einem Ausgang • Komplett
E213200634	Ventileinsatz für Bodenplatte
E213200635	Sensorventil
E213200636	Haltemutter für Sensorventil
E213200558	Mutter für U-Rohr
E213200706	Kappe für U-Rohr
E213200557	Mutter für Wegeventil
E213200637	Unterbau für Sensorventil
E213200638	Komplette Ventilbaugruppe • Bestehend aus: E213200634, E213200635, E213200636 und E213200637



213120



213220



21322101



E213200703



214418

Narkose-Starterset für Großtiere

Art. Nr.

213069	Set komplett, bestehend aus:
213205	Konsole/Gerätetisch für LAVC-2000-D • Maße (in cm): L 70 x B 28 x H 1,5
213220	Umrüstsatz für Fohlen • Für Narkosegerät LAVC-2000-D • Mit kleinem Faltenbalg und Reduzierbehälter für Atemkalk
21322101	Adapter für Schlauchsystem (213221) für Fohlen für LAVC-2000-D
E213200703	Adapter für 5 l Atembeutel
214418	Trachealtubus für Pferde • Ø innen: 18 mm • Länge: 75 cm
214420	Trachealtubus für Pferde • Ø innen: 20 mm • Länge: 90 cm
214422	Trachealtubus für Pferde • Ø innen: 22 mm • Länge: 90 cm
214424	Trachealtubus für Pferde • Ø innen: 24 mm • Länge: 90 cm
214426	Trachealtubus für Pferde • Ø innen: 26 mm • Länge: 100 cm
214430	Trachealtubus für Pferde • Ø innen: 30 mm • Länge: 100 cm

Narkose-Starterset für Großtiere

Art. Nr.	
21320201	LAVC-2000-D Narkosegerät für Großtiere
213205	Konsole/Gerätetisch für LAVC-2000-D • Maße (in cm): L 70 x B 28 x H 1,5
215710	Patientenschlauch • Transparent • Aus Kunststoff • Ø 4,5 cm • Länge: 150 cm
E213200159	Y-Stück
E21320001	Überwurfmutter für Y-Stück
213220	Umrüstsatz für Fohlen • Für Narkosegerät LAVC-2000-D • Mit kleinem Faltenbalg und Reduzierbehälter für Atemkalk
213221	Schlauchsystem • Klein, mit Adaptern • Zur Verwendung mit Beatmer für Fohlen (213220)
213212	Beep Ventil für LAVC-2000-D Großtiernarkosegerät
E213200169C	Sidemount Ventil (inspiratorisch) • Transparent
E213200170C	Einatemventil • Transparent
E213200172C	Ausatemventil
E213200332A	Absorberbehälter • Volumen: 6.500 ml
E213200332B	Absorber Drain Interface
E2132001137	Lange Venturi-Steuerung • Mit zwei Ausgängen • Komplett
E2132001138	Lange Venturi-Steuerung • Mit einem Ausgang • Komplett
214525	Cook-Adapter für Großtiernarkosegerät • Y-Stück auf Cook-Tracheotuben



215710



213220



214418



214518



214522

Trachealtuben für Pferde

- Mit Cook-Ansatz
- Unsteril
- Für Röntgenstrahlen undurchlässig
- Autoklavierbar
- Aus medizinischem Silikon

Art. Nr.		Länge cm	Ø innen mm
214418	Trachealtubus für Pferde	75	18
214420	Trachealtubus für Pferde	90	20
214422	Trachealtubus für Pferde	90	22
214424	Trachealtubus für Pferde	90	24
214426	Trachealtubus für Pferde	100	26
214430	Trachealtubus für Pferde	100	30

Verbindungsstück für Trachealtuben

- Für Großtiernarkosesysteme
- Aus Kunststoff

Art. Nr.		Ø mm
214518	Trachealtubus für Pferde	18
214519	Trachealtubus für Pferde	20 / 22
214521	Trachealtubus für Pferde	26
214522	Trachealtubus für Pferde	30

Zubehör

Art. Nr.

214605	Druckball zum Aufblasen für Trachealtuben für Pferde
214621	Trachealkanüle für Pferde nach PAPE
215115	Atembeutel für Fohlen (15 l)
215130	Atembeutel für Pferde (30 l)



214605



214621



215115



218300

VARIO 5V. Tele-Injektionsapplikator

Das Kaltgasgerät VARIO 5V. ist ein neuer flexibler Tele-Injektionsapplikator. Das geringe Gewicht sowie die günstige Anordnung der Bedienungselemente erleichtern seine flexible Handhabung.

Der Tele-Injektionsapplikator kann als Pistole ohne Schaft für flexibleres Arbeiten auf engem Raum benutzt werden. Der Anbau des Schaftes unterstützt den Schützen durch größere Stabilität beim Anvisieren und Applizieren und verbessert dadurch die Schussleistung des Gerätes.

Der Spritzeneinschub ist mit einem Positionsstift ausgestattet, der einen leichteren Einschub der Spritze ohne zusätzliche Hilfsmittel ermöglicht.

Eine Stufenlochkimme erleichtert das Zielen und gestattet einen tierschonenden Applikationsschuss.

Technische Daten

- Optimale Schussweite: 5 – 50 m
- Druckaufbau: CO₂-Kartuschenversorgung oder Fußluftpumpe
- Kaliber: 11 mm, Wechsellauf: 13 mm
- Spritzenvolumen: 1 – 3 ml (11 mm)/5 – 20 ml (13 mm)
- Druckbereich: 0 – 16 bar
- Maße (in cm): L 121 (56) x H 25 x B 5,5
- Gewicht: 2,3 kg

Art. Nr.

218300 VARIO 5V. Tele-Injektionsapplikator



218205

Zubehör für VARIO Tele-Injektionsapplikatoren

Art. Nr.

- | | |
|--------|----------------------------|
| 218204 | VARIO-Spritze |
| | • 3 ml, ohne Kanüle (rot) |
| 218205 | Spezialkanüle, 1,5 x 30 mm |
| 218206 | Spezialkanüle, 1,5 x 38 mm |
| 218207 | Spezialkanüle, 1,5 x 38 mm |
| | • Mit Kegelraste |



218103

TELINJECT Betäubungsblasrohre

- Satz inkl. 10 Spritzen mit Kanülen 1,1 x 38 mm und Zubehör
- Mit Mundstück und Visiermarkierung
- Geeignet für 3 ml Spritzen

Art. Nr.

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 218003 | TELINJECT Betäubungsblasrohr-Set |
| | • Reichweite: Bis zu 5 Meter |
| | • Inhalt: 3 ml |
| | • Länge: 1 m |
| 218103 | Betäubungsblasrohr-Set |
| | • Blasrohr-Satz |
| | • Reichweite: Bis zu 12 Meter |
| | • Inhalt: 3 ml |
| | • Länge: 2 m (2 x 1 m geteilt) |



218140

Spritze und Kanülen für TELINJECT Betäubungsblasrohr

Art. Nr.

- | | |
|--------|---------------------------|
| 218131 | Leichtspritze 3 ml |
| | • Ohne Kanüle (orange) |
| 218140 | Spezialkanüle 0,9 x 25 mm |
| 218138 | Spezialkanüle 1,1 x 30 mm |
| 218141 | Spezialkanüle 1,1 x 38 mm |
| 218142 | Spezialkanüle 1,2 x 38 mm |

INHALT

A		P	
Aktive Narkosemittel-Absaugung	29	Patientenschläuche für Kleintier-Narkosegeräte. . . .	20
Atembeutel für Kleintiere	27	Pulsoximeter	11
Atembeutel für Pferde	41		
Atemkalk	29	S	
Atemmasken für Katzen und Hunde	27	Sauerstoffkonzentratoren	9
Atemmonitore für Kleintiere	11	Sauerstofftherapie-Box	33
B		Sicherheitseinfüllstutzen für Narkosemittel	7
Bakterienfilter	24	Silikonspray	24
Beatmungsgerät für Großtiere	34		
Betäubungsblasrohre	42	T	
D		Tele-Injektionsapplikator	42
Doppler	18	Trachealkanüle für Pferde	41
Druckminderer	10	Trachealtuben für Pferde	40
K			
Kapnograph	12	U	
Konnektoren für Trachealtuben	23	Überwachungs- und Anästhesiemonitore.	14, 15
L		ULMER Fixator	19
Laryngoskope	26	V	
Laryngo-Tracheal Atomizer	23	Verbindungsstück für Trachealtuben	40
LED Diagnostikleuchte	27	Verdampfer TEC 3	6
N		W	
Narkoseboxen	29	Wandhalter für Kleintier-Trachealtuben	23
Narkosegasfilter	28	Z	
Narkosegerät für Labortiere	6	Zubehör und Verschleiß- / Ersatzteile für	
Narkosegeräte für Großtiere	36, 37, 39	NarkoVet® Narkosegerät	2 – 5
Narkosegeräte für Kleintiere	2	Zubehör für Tele-Injektionsapplikator	42
Narkose-Starterset für Großtiere	38, 39		

