



EICKEMEYER® LED  
Wood'sche Lampe

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# *Unter die Lupe nehmen*



## **EICKEMEYER® LED Wood'sche Lampe**

Eine Wood'sche Lampe ist eine spezielle Untersuchungslampe, mit der Hautveränderungen und Hauterkrankungen beleuchtet werden können. Mit der leichten, kompakten LED-Lampe lassen sich fluoreszente Krankheitsherde auf der Haut erkennen oder Pigmentveränderungen beurteilen.

- ▶ Fensterdurchmesser: 65 mm
- ▶ 1,5-fache Vergrößerung
- ▶ Arbeitsabstand: ca. 10 cm
- ▶ Hohe Schärfentiefe
- ▶ 16 LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung
- ▶ Wellenlänge: 365 nm
- ▶ Gewicht: 305 g

**179030**

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
[www.eickemeyer.de](http://www.eickemeyer.de)