

veterinary technology for life

Eickemeyer®

www.eickemeyer.de


Telefon +49 7461 96 580 0

EickLoxx Small Contour Plattenset



EICKLOXX SMALL CONTOUR PLATTENSET – KOMPONENTEN UND EIGENSCHAFTEN

Das EickLoxx Small Contour Plattenset umfasst diverse anatomisch vorgeformte Osteosyntheseplatten für die Versorgung von Frakturen am distalen Radius und Femur, Ilium, Acetabulum und für Arthrodesen am Carpus und Tarsus. Es ergänzt die zuschneidbaren Platten des EickLoxx Small Osteosynthesystems und ist somit ebenfalls für die Versorgung von Katzen und Hunde bis 15 kg ausgelegt. Das Instrumentarium aus dem EickLoxx Small Osteosynthesystem findet analoge Anwendung.



Die Titanplatten des EickLoxx Small Contour Plattensets sind in zwei Plattenstärken erhältlich: Die 2,2 mm Platten (gold, grün und magenta) können mit den 1,7 mm sowie 2,3 mm Schrauben und die 3,0 mm Platten (hellblau) wahlweise mit den Schrauben 2,7 mm, 3,5 mm sowie 4,0 mm der EickLoxx Reihe polyaxial verriegelt werden.

Trotz Konturierung können die Platten bei Bedarf mit den Schränkeisen und / oder der Plattenbiegezange mit Rollen gebogen und mit der Schneidezange gekürzt werden.

Die Siebschale mit den EickLoxx Small Contour Platten passt in den Container für das EickLoxx Small (Art. Nr. 185555) auf die beiden Siebschalen des EickLoxx Small Osteosynthesystems.

EickLoxx Small Contour Platten aus Titan

- ▶ Titanlegierung für höchste Biokompatibilität
- ▶ Multidirektionale Verriegelung bi- und monokortikal
- ▶ Beseitigt Abrieb
- ▶ Geometrie optimierte Festigkeit
- ▶ Biegsam in zwei Ebenen



197910 – 197915, 197920 – 197925, 197930 – 197935

Eigenschaften

- ▶ EickLoxx Knochenplatten minimieren den Kontakt mit dem Periost und reduzieren so die iatrogene Belastung der Knochenperfusion, wie sie bei herkömmlichen Kompressionsplatten üblich ist
- ▶ Erhaltung der Perfusion reduziert das Infektionsrisiko signifikant und beschleunigt die Knochenheilung
- ▶ Resistenz gegenüber Infektionen wird auch durch die Biokompatibilität von Titan und das Fehlen von Reibverschleiß erhöht

Biologische Vorteile

- ▶ Reduziert Schäden an der Gefäßversorgung
- ▶ Erhöhte Resistenz gegen Infektion
- ▶ Beschleunigte Heilung



EICKLOXX SMALL CONTOUR PLATTENSET – ARTIKELLISTE

EickLoxx Small Contour Plattenset		
Art. Nr.	Bezeichnung	Anzahl
197900	Set komplett, bestehend aus:	
197950	EickLoxx Small Contour Platten-Siebschale, ohne Implantate	1
197910	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, L-Platte links, 9-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Maße (in mm): L 39 x B 18 x H 2,2	1
197911	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, L-Platte rechts, 9-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Maße (in mm): L 39 x B 18 x H 2,2	1
197912	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, T-Platte, 10-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Maße (in mm): L 54 x B 18 x H 2,2	1
197913	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Y-Platte, 10-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Maße (in mm): L 56 x B 18 x H 2,2	1
197914	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Hockey-Platte links, 9-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Maße (in mm): L 58 x B 11 x H 2,2	1
197915	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Hockey-Platte rechts, 9-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Maße (in mm): L 58 x B 11 x H 2,2	1
197920	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, C-Platte, 4-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, grün, Maße (in mm): L 28 x B 6 x H 2,2	1
197921	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, C-Platte, 5-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, grün, Maße (in mm): L 30 x B 6 x H 2,2	1
197922	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, C-Platte, 6-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, grün, Maße (in mm): L 40 x B 6 x H 2,2	1
197923	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Cricket-Platte, 4+4 Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, magenta, Maße (in mm): L 55 x B 6-8 x H 2,2	1
197924	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Cricket-Platte, 6+6 Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, magenta, Maße (in mm): L 80 x B 6-8 x H 2,2	1
197925	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Cricket-Platte, 8+8 Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, magenta, Maße (in mm): L 105 x B 6-8 x H 2,2	1
197930	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, L-Platte links, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Maße (in mm): L 56 x B 24 x H 3,0	1
197931	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, L-Platte rechts, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Maße (in mm): L 56 x B 24 x H 3,0	1
197932	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, T-Platte, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Maße (in mm): L 72 x B 22 x H 3,0	1
197933	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Y-Platte, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Maße (in mm): L 72 x B 18 x H 3,0	1
197934	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Hockey-Platte links, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Maße (in mm): L 75 x B 15 x H 3,0	1
197935	EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Hockey-Platte rechts, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Maße (in mm): L 75 x B 15 x H 3,0	1

EICKEMEYER KG
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland
T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de
www.eickemeyer.de