



Röntgenschutzbrille

For your eyes only



Röntgenschutzbrille

Die Augenlinse ist besonders empfindlich gegenüber Strahlung. Daher ist es für Bediener von Röntgenanlagen unerlässlich, eine Strahlenschutzbrille zu tragen, um die Augen vor schädlichen Streustrahlen zu schützen und langfristige Augenschäden zu verhindern. Eine gutschitzende Strahlenschutzbrille bietet nicht nur frontalen, sondern auch seitlichen Schutz.

- ▶ Hochwertige Kunststoff-Fassung
- ▶ Pb Frontschutzgläser: 0,75 mm
- ▶ Pb Seitenschutz: 0,5 mm
- ▶ Brillenband mit Weitenregulierung
- ▶ Inkl. Brillenetui

701010