



OxyVet III
Sauerstoffkonzentrator

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Leicht konzentriert



213175

OxyVet III Sauerstoffkonzentrator

Sauerstoffkonzentrator und Zubehör für den Einsatz bei der Anästhesie.

- ▶ Ersparnis von Kosten und Aufwand: Keine Sauerstoffflasche benötigt, geringerer Stromverbrauch (bei 2 l ca. 290 Watt/ bei 5 l ca. 312 Watt)
- ▶ Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
- ▶ Hohe Patientensicherheit durch optische und akustische Alarme
- ▶ So leise wie ein Kühlschrank (40 dbA)
- ▶ Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 0,5 – 5 l/min
- ▶ Ausgabe von bis zu 93 % Sauerstoff ($\pm 3\%$)
- ▶ Inkl. O₂-Schlauch (2,1 m)
- ▶ Maße (in cm): L 34 x B 30 x H 62
- ▶ Gewicht: 16,3 kg

213175

Notfall-Schnellanschluss Set für Narkosegerät NarkoVet®

Zum schnellen Wechsel zwischen Sauerstoffflasche und Sauerstoffkonzentrator.

213190

Sprudelbefeuchter

- ▶ Reichert die Luft, die der Sauerstoffkonzentrator erzeugt, mit Feuchtigkeit an
- ▶ Passend für OxyVet III (213175) und OxyVet III PLUS (213177)

213176