

KOWA SL-19 Handspaltlampe

Eickemeyer®

Exzellente Sicht



KOWA SL-19 Handspaltlampe

Das neue Modell SL-19 sorgt mit seiner rundgehaltenen Form und dem geschwungenen Griff mit optimiertem Griffdurchmesser für eine verbesserte Ergonomie und Entlastung beim Halten. Durch den Einbau von glasfaserverstärktem Harz wurde das Gewicht der Handspaltlampe außerdem deutlich reduziert, was einer schnellen Ermüdung des Untersuchenden vorbeugt.

- Hintergrundbeleuchtung und Blaulichtbeleuchtung für die Fluoreszenzbeobachtung
- Verwendung von Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig mit Spaltlicht möglich
- Hintergrund- und Blaulichtbeleuchtung mit einer Hand in drei Helligkeitsstufen einstellbar
- ► Stufenlos einstellbare Schlitzlänge (1,5 12 mm)
- Längere Betriebszeit: kontinuierliche Beleuchtungszeit von bis zu 6 Stunden bei maximaler Intensität
- Frhältlich in 5 Farben: weiß, schwarz, blau, grün und rosa

Technische Daten

- Vergrößerung: 10x und 16x
- Arbeitsabstand: ca. 80 mm bei 16-facher Vergrößerung, ca. 100 mm bei 10-facher Vergrößerung
- ▶ Effektives Sichtfeld: Ø 10 mm bei 16-facher Vergrößerung, Ø 15 mm bei 10-facher Vergrößerung
- > Spaltbreite: Ø 0,1, Ø 0,2, Ø 0,8 mm
- ▶ Spotgröße: Ø 1, Ø 5, Ø 12 mm (Spaltlänge stufenlos einstellbar von 1,5 12 mm)
- Lichtintensität: 200 20.000 Lux (stufenlos verstellbar)
- ▶ Stromversorgung: 3x AA Batterien (DC 4,8 6,4 V)
- Maße (in mm): B 197 x T 107 x H 238
- ▶ Gewicht (ohne Batterien): nur 620 g

173690

Deutschland



KOWA SL-19 Handspaltlampe

eickemeyer®



Optionales Zubehör für KOWA SL-19

- Für die digitale Bilddokumentation mithilfe von Smartphones
- Erschwingliches, effizientes und leistungsfähiges Zubehör für die Aufzeichnung von Videos und Bildern
- Innerhalb von Sekunden anzuschließen oder zu entfernen
- Smartphone nicht im Preis enthalten

iPh	or	0	1	ła	n	to	,
IPII	ОП	œ.	Aι	ıа	ш	œ	ı

iPhone 14 Pro Max Adapter

173635

iPhone 14 Pro Adapter

173634

iPhone 14 Plus Adapter

173633

iPhone 14 Adapter

173632

iPhone 13 Pro Max Adapter

173637

iPhone 13 Pro Adapter

173638

iPhone 13 Adapter

173639

iPhone 13 mini Adapter

173636

iPhone 12 Pro Max Adapter

176341

iPhone 12 Pro Adapter

176343

iPhone 12 Adapter

176340

iPhone 12 mini Adapter

173642

iPhone 11 Pro Max RP Adapter

173666

iPhone 11 Pro RP Adapter

173665

iPhone 11 RP Adapter

173664

Samsung Adapter

Samsung Galaxy S10+ Adapter

173644

Samsung Galaxy S10 Adapter

173658

Samsung Galaxy S10e Adapter

173659

Samsung Galaxy S9+ Adapter

173657

Samsung Galaxy S9 Adapter

173656