



EickView 4-in-1
Endoskopiemonitor

veterinary technology for life

Eickemeyer®

Das Multitalent

EickView 4-in-1 Endoskopiemonitor

Der EickView 4-in-1 Monitor ist ein echtes Multitalent für die Endoskopie. Das Gerät vereint ein großes 22" Full-HD-Display, eine hochauflösende CCD-Kamera, eine leistungsstarke LED Kaltlichtquelle und die digitale Bilddatenspeicherung in einem einfach zu bedienenden und robusten System.



306105

- ▶ Großer 22" Full-HD-Bildschirm mit 1.920 x 1.080 Pixel
- ▶ Hochauflösende Full-HD-Kamera mit 1.920 x 1.080 Pixel
- ▶ Zoom-Adapter zur Einstellung der Brennweite und des Fokus
- ▶ Leistungsstarke LED-Kaltlichtquelle mit 490.000 Lux Lichtintensität
- ▶ Integrierte Bilddatenspeicherung auf SD-Karte
- ▶ Aufnahmeformate: MP4, JPG
- ▶ HDMI-Ausgang
- ▶ Inkl. Fernbedienung
- ▶ Länge Lichtleitkabel: 2,8 m
- ▶ Maße (in cm): B 56 x H 38 x T 15
- ▶ Gewicht: 15 kg

306105



306102

Kameraüberzug

- ▶ Zum einmaligen Gebrauch
- ▶ Teleskop-Faltung
- ▶ Einzel steril verpackt
- ▶ Maße (in cm): L 150 x B 8
- ▶ Packung mit 50 Stück

306102

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de