



Fahrbare Dentaleinheiten
Profident & Profident PLUS

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Für mehr Mobilität bei der Zahnbehandlung!



174001

Fahrbare Dentaleinheiten Profident und Profident PLUS

Die Profident Zahnbehandlungseinheiten bieten mit ihrem klaren und modernen Design, verbunden mit hoher Mobilität und geringem Platzbedarf ein breites Anwendungsspektrum sowohl für Allgemeinpraktiker als auch für Zahnspezialisten. Die Handstücke sind ergonomisch günstig angeordnet und werden durch die automatische Aktivierung mit Luft und Wasser versorgt, sobald sie aus ihrer Halterung gehoben werden. Der mitgelieferte Kompressor findet Platz auf dem höhenverstellbaren Stativ (71 – 100 cm).

Profident

- ▶ High-Speed-Winkelstück (300.000 U/min)
- ▶ Low-Speed-Handstück (20.000 U/min)
- ▶ Dreiwegespritze (Wasser / Luft / Spray)

Kompressor

- ▶ Leistungsstark, leise und wartungsarm

Mikro-Ölfilter

- ▶ Reduziert den Ölgehalt in der Kompressorluft bis auf 0,01 %
- ▶ Damit Ihre Handstücke länger leben

174000

Profident PLUS

- ▶ Wie Profident (174000), zusätzlich mit LED-Zahnsteinentferner mit moderner Piezo-Technik und High-Speed-Winkelstück mit LED-Beleuchtung

174001

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de



Fahrbare Dentaleinheiten
Profident & Profident PLUS

veterinary technology for life
Eickemeyer®



174022

Profident Zubehör

Optionale Wasserkühlung für Low-Speed-Handstück

Bestehend aus:

- ▶ Low-Speed-Luftmotor – 1:1, mit innenliegender Wasserkühlung (bis 20.000 U/min)
- ▶ Low-Speed-Geradeaushandstück S-Max – 1:1, mit innenliegender Wasserkühlung
- ▶ Low-Speed-Winkelstück – 1:1, für Low-Speed-Motor mit Wasserkühlung

174022



174004

Starterset Profident / Profident PLUS

- ▶ Universal-Pflegespray für rotierende Instrumente
- ▶ Schraubadapter für Hand- und Winkelstücke
- ▶ Sprühdüse E-Type für Low-Speed-Handstücke
- ▶ 100x Kunststoff-Polieraufsatz mit Gummi-Polierkelch
- ▶ EICKEMEYER® Polierpaste, 200 g
- ▶ Reinigungsbürstchen für Dental-Bohrer und -Fräser
- ▶ 2x Rosenbohrer für gerades Handstück ISO23
- ▶ 5x Rosenbohrer für Turbine ISO23
- ▶ 5x Zahnbohrer für Katzen 23R010, für Turbine
- ▶ 5x Zahnbohrer für kleine Hunde 23R012, für Turbine
- ▶ 5x Zahnbohrer für mittlere und große Hunde 23R016, für Turbine

174004

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de