



EICKEMEYER® NarkoVet®  
Narkosegerät

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# Für mehr Flexibilität bei der Narkose

## EICKEMEYER® NarkoVet® Narkosegerät

Das bewährte EICKEMEYER® Narkosegerät NarkoVet® ist jetzt noch flexibler: Ob als Tisch-, Wand- oder Stativmodell – das NarkoVet® wird jeder Anwendung gerecht und passt sich den Voraussetzungen in Ihrer Praxis an.

### Tischmodell

- ▶ EICKEMEYER® TEC 3 Isofluran Verdampfer
- ▶ Absorberkalkbehälter mit Schnellwechselsystem
- ▶ Flowmeter (0,1 – 5,0 l/min)
- ▶ Manometer zur Anzeige des Systemdrucks
- ▶ Stufenlos regulierbares Überdruckventil
- ▶ Notfallventil zum Anschluss an das Überdruckventil
- ▶ Sauerstoff-Bypass
- ▶ Patientenschlauch mit Y-Stück
- ▶ Offenes Schlauch-System für Patienten unter 7 kg
- ▶ 2 l Atembeutel

### 213062

### Wandhalterung für NarkoVet® Tischmodell

- ▶ Erweitert das Tischmodell zum Wandmodell

### 21309403

### Edelstahlstativ für NarkoVet®

- ▶ Mit 4 gebremsten Laufrollen

### 21309535

### Tablett


- ▶ Zur Aufnahme des Sauerstoffkonzentrators

### 213098

### Aufsatztablett für Überwachungsmonitore

- ▶ Maße: 60 x 30 cm

### 21309902



EICKEMEYER®  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0  
www.eickemeyer.de



EICKEMEYER® NarkoVet®  
Narkosegerät

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**



213180

## NarkoVet® Zubehör

### OxyVet IV Sauerstoffkonzentrator

- ▶ Sauerstoffkonzentrator für den Einsatz bei der Sauerstofftherapie und Anästhesie.
- ▶ Ersparnis von Kosten und Aufwand: Keine Sauerstoffflasche benötigt, geringerer Stromverbrauch
- ▶ Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
- ▶ Hohe Patientensicherheit durch optische und akustische Alarmer
- ▶ Geräuscentwicklung:  $\leq 55$  dbA
- ▶ Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 0,5 – 5 l/min
- ▶ Ausgabe von bis zu 93 % Sauerstoff ( $\pm 3$  %)
- ▶ Inkl. Sprudelbefeuchter und O<sub>2</sub>-Schlauch
- ▶ Maße (in cm): L 34 x B 37 x H 67
- ▶ Gewicht: 15,3 kg

**213180**

### Sicherheitseinfüllstutzen für Narkosemittel

- ▶ Für Isofluran

**213246**

### EickSorber Narkosegas-Filter

- ▶ Inkl. 2 m Abluftschlauch

**213488**

### Atemkalk

- ▶ Mit Farbumschlag
- ▶ Extrem effizient
- ▶ Beste Qualität mit geringem Staubanteil
- ▶ Inhalt: 5 l

**215205**



213488



215205

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
**www.eickemeyer.de**