



LAVC-2000D  
Narkosegerät für Großtiere

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# *Sicher durch die Narkose*



21320201

## **LAVC-2000D Narkosegerät für Großtiere**

- ▶ Mit BIRD-Beatmer, zur spontanen, assistierten und/oder kontrollierten Beatmung
- ▶ Sauerstoff-Flowmeter
- ▶ Sauerstoff-Bypass
- ▶ Systemdruckanzeige
- ▶ Schlauchsystem mit Y-Stück, komplett mit 4 Adaptern (18/20/25/30 mm) für Trachealtuben
- ▶ Inkl. Cook Adapter (zusätzlich)
- ▶ Separates Kreisteil mit 30 l Beutel für Narkosen ohne Beatmung
- ▶ Mit EICKEMEYER® TEC 3 Isofluran Verdampfer
- ▶ Optional: Flowmeter Lachgas/zweiter Verdampfer

**21320201**

### **Konsole/Gerätetisch für LAVC-2000D**

- ▶ Maße (in cm): L 70 x B 28 x H 1,5

**213205**

### **Patientenschlauch**

- ▶ Transparent, aus Kunststoff, Ø 5 cm, Länge: 165 cm

**215710**

### **Y-Stück**

**E213200159**

### **Überwurfmutter für Y-Stück**

**E21320001**

### **Umrüstsatz für Fohlen**

- ▶ Für Narkosegerät LAVC-2000D
- ▶ Mit kleinem Faltenbalg und Reduzierbehälter für Atemkalk

**213220**

### **Schlauchsystem**

- ▶ Klein, mit Adaptern
- ▶ Zur Verwendung mit Beatmer für Fohlen (213220)

**213221**

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T 07461 96 580 0  
F 07461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON 07461 96 580 0**  
[www.eickemeyer.de](http://www.eickemeyer.de)