



OxyVet IV
Sauerstoffkonzentrator

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Voll konzentriert



OxyVet IV Sauerstoffkonzentrator

Sauerstoffkonzentrator für den Einsatz bei der Sauerstofftherapie und Anästhesie.

- ▶ Ersparnis von Kosten und Aufwand: Keine Sauerstoffflasche benötigt, geringerer Stromverbrauch
- ▶ Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
- ▶ Hohe Patientensicherheit durch optische und akustische Alarme
- ▶ Geräuscentwicklung: ≤ 55 dbA
- ▶ Durchflussleistung stufenlos einstellbar von 0,5 – 5 l/min
- ▶ Ausgabe von bis zu 93 % Sauerstoff (± 3 %)
- ▶ Inkl. Sprudelbefeuchter und O₂-Schlauch
- ▶ Maße (in cm): L 34 x B 37 x H 67
- ▶ Gewicht: 15,3 kg

213180