



LifeVet® PT Pulsoximeter  
mit Temperaturmessung

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# Sichere Patientenüberwachung



## **LifeVet® PT Pulsoximeter mit Temperaturmessung**

Mit dem tragbaren LifeVet® PT können die funktionelle Sauerstoffsättigung von arteriellem Hämoglobin ( $S_pO_2$ ), die Pulsfrequenz und die Körpertemperatur bei Hunden, Katzen und Pferden in Echtzeit gemessen und angezeigt werden. Auf der großen LCD-Anzeige werden alle wichtigen Parameterinformationen leicht ablesbar dargestellt.

- ▶ Klein, handlich und robust
- ▶ Sofort einsatzbereit – keine Kalibrierung notwendig
- ▶ Anzeige der Sauerstoffsättigung von 35 bis 100 %
- ▶ Anzeige der Pulsfrequenz von 25 bis 400 Schlägen pro Minute (bpm)
- ▶ Anzeige der Körpertemperatur von 18 bis 45 °C
- ▶ Alarmgrenzen (optisch & akustisch) individuell einstellbar
- ▶ 2,8" TFT LCD Farbdisplay mit Batteriestandanzeige
- ▶ Lithium-Akku mit bis zu 15 Stunden Betriebszeit
- ▶ Kann über USB mit einem Computer verbunden werden
- ▶ Testergebnisse können bis zu 360 Stunden gespeichert werden
- ▶ Inkl.  $S_pO_2$  Sensor mit zwei Sensorclips (groß & klein), Temperatursonde, Universal-Ladegerät, USB-Kabel, Li-Ion Akku, schützender Silikonhülle und Halterung für Tischnutzung
- ▶ Maße (in cm): H 14,2 x B 7,8 x T 2,8
- ▶ Gewicht: 250 g (nur Gerät)

**321860**

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
**www.eickemeyer.de**