


ANÄSTHESIE

LifeVet[®] 8 Monitore

Sicher & mobil



Anästhesie

SICHER & MOBIL

LifeVet® 8M / 8C

Wir beobachten die Arbeit der Tierärzte in der Praxis und entwerfen Geräte, die sich den Bedürfnissen unserer Kunden anpassen. Die LifeVet® 8 Multiparameter-Monitore sind ideal geeignet für das einfache und gleichzeitig verlässliche Monitoring der Vitalparameter während der Narkose.



Zeitgemäße Dokumentation

Mit der beigefügten Dokumentationssoftware haben Sie papierlos Zugriff auf gespeicherte Messungen.

Übersichtliche Anzeige

Die durchdachte Benutzeroberfläche und Anzeige aller wichtigen Vitalparameter auf einem Schirm garantieren ein genaues Bild vom Patienten.

Auf der sicheren Seite

Durch die Messung des endexpiratorischen CO₂-Gehaltes im Nebenstromverfahren schaffen Sie auch bei kleinen Patienten die höchste Sicherheit (optional).

Platzsparende Ausführung

Viele Funktionen in einem Gerät ermöglichen professionelles Narkose-Monitoring auf kleinstem Raum.

„Mit den LifeVet® 8 Narkosemonitoren habe ich ein sicheres Gefühl bei der Anästhesie meiner Patienten.“


verlässlich

Gerne führen wir Ihnen das System in Ihrer Praxis vor. Rufen Sie uns einfach an: +49 7461 96 580 0.




ANÄSTHESIE LifeVet® 8M/8C

- ▶ Pulsoximetrie mit frei wählbaren Alarmgrenzen und 360° sichtbarer Alarmanzeige
- ▶ Sichere Anzeige von Atemfrequenz, Pulsfrequenz und SpO₂
- ▶ 3-Kanal-EKG mit Anzeige der Herzfrequenz
- ▶ Temperaturmessung mit oesophagealer/rektaler Temperatursonde
- ▶ Blutdruckmessung (systolisch/diastolisch/Mitteldruck)
- ▶ Kapnometrie (EtCO₂) im Nebenstrom-Messverfahren (nur LifeVet® 8C)
- ▶ Netz- und Akkubetrieb bis 4 Stunden



321900



321901

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hochauflösender 8,4" LED Touchscreen (800 x 600 Pixel) ▶ SpO₂-Sensor mit 2 Sensorclips (klein und groß) ▶ Inkl. Universal-Set Krokodilklemmen ▶ Inkl. Lithium-Ionen-Akku | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inkl. NiBP-Kabel, Verlängerungskabel, EKG-Kabel, Temperatursonde ▶ Inkl. Blutdruckmanschette für Umfang: 6 – 11 cm ▶ Maße (in cm): B 27 x H 21 x T 11 ▶ Gewicht (ohne Akku): ca. 3,2 kg | <p>LifeVet® 8M
321900</p> <p>LifeVet® 8C
▶ Inkl. CO₂ Adapter, CO₂ Kabel und Wasserfalle
321901</p> |
|--|--|--|

Anästhesie

ZUBEHÖR FÜR LifeVet® 8 Monitore

Folgendes Zubehör unterstützt den Anwender beim Einsatz der LifeVet® 8 Monitore. Alle aufgeführten Zubehöreile genügen höchsten Qualitätsansprüchen und sind lange erprobt.



ZUNGENCLIPSENSOR FÜR LIFEVET® 8M / 8C

- ▶ Für die Messung von SpO₂
- ▶ Inkl. zwei Sensorclips (klein und groß) zur Anbringung an einer geeigneten Position

321651



FAHRSTATIV FÜR LIFEVET® 8M / 8C

- ▶ Mit Korb und Halteplatte
- ▶ Befestigung des Monitors mit Schnellverschluss

321902



WANDHALTERUNG FÜR LIFEVET® 8M / 8C

321903



BLUTDRUCKMANSCHETTEN FÜR LIFEVET® 8M / 8C

- ▶ Umfang 3,1–5,7 cm
E32181010
- ▶ Umfang 4,3–8,0 cm
321904
- ▶ Umfang 5,8–10,9 cm
321905
- ▶ Umfang 7,1–13,1 cm
E32181011
- ▶ Umfang 8–15 cm
E32181012



CO₂ WASSERFALLE FÜR LIFEVET® 8C

321906

CO₂ PROBENSCHLAUCH FÜR LIFEVET® 8C

- ▶ Länge: 2,4 m
- ▶ Packung mit 10 Stück
321378

CO₂ ATEMWEGSADAPTER FÜR LIFEVET® 8C

- ▶ Ø Innen/außen: 15 mm
- ▶ Wiederverwendbar
321373

CO₂ ATEMWEGSADAPTER FÜR LIFEVET® 8C

- ▶ Gerade
- ▶ Packung mit 10 Stück
321907