




RespiVet NANO  
Atemmonitor für Kleintiere

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# Atemfrequenz sicher überwachen



## **RespiVet NANO** **Atemmonitor für Kleintiere**

- ▶ Sichere und zuverlässige Kontrolle der Atemzüge und der Atemfrequenz bei Kleintieren
- ▶ Alarmsignal, sobald die Atmung 30 Sekunden aussetzt
- ▶ Mit Ellbogen-Adapter
- ▶ Einfacher Anschluss zwischen Trachealtubus und Patientenschlauch
- ▶ An- und Ausschalter
- ▶ Einfach austauschbare Knopfzelle
- ▶ Anschluss zum Patientenschlauch:  
Ø Außen: 22 mm; Ø Innen: 15 mm
- ▶ Anschluss zum Trachealtubus mit Normkonnektor:  
Ø Außen: 15 mm

**217110**

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
**www.eickemeyer.de**