



RespiVet Atemmonitor für  
Kleintiere

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# *Nicht atemlos werden*



## **RespiVet Atemmonitor für Kleintiere**

Die einfache Überwachung der Atmung während der Narkose.

- ▶ Sichere und zuverlässige Kontrolle der Atemzüge und der Atemfrequenz
- ▶ Bei Atemstillstand erfolgt nach vorwählbarer Zeit ein optischer und akustischer Alarm
- ▶ Akustisches Signal jedes Atemzuges
- ▶ Sterile Alarmabschaltung mittels Fotozelle
- ▶ Langlebiger Akku
- ▶ Komplett mit Netzadapter, PVC-Konnektor und Sensor
- ▶ Geringe Maße (in cm): L 13 x B 13 x H 6

**217100**

**EICKEMEYER**®  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T 07461 96 580 0  
F 07461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON 07461 96 580 0**  
[www.eickemeyer.de](http://www.eickemeyer.de)