



EICKEMEYER® Doppler

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Ruhig Blut bewahren

EICKEMEYER® Doppler

Der EICKEMEYER® Doppler wird bei der zuverlässigen, nicht-invasiven Bestimmung des systolischen Blutdrucks bei Kleintieren (auch Katzen) verwendet. Die Messung erfolgt an oberflächlichen Arterien.

- ▶ Hohe Empfindlichkeit für ein klares Signal
- ▶ Mit Lautstärkenregulierung und Kopfhöreranschluss
- ▶ Netzunabhängiger Betrieb (Akku)
- ▶ Inkl. konkaver 8 MHz-Sonde für die Positionierung an der Carpusunterseite (Vorderfuß-Wurzelgelenk) oder der Schwanzunterseite des Tieres
- ▶ Sonde mit großem Schallbereich für besseres Auffinden des Blutflusses
- ▶ Dient zusätzlich zur akustischen Überwachung des Blutflusses bei Narkosen
- ▶ Inkl. 250 g EICKEMEYER® Ultraschallgel (Art. Nr. 303936)

Technische Daten

- ▶ Ultraschallfrequenz: 8 MHz
- ▶ Betriebsdauer: ca. 6 Stunden
- ▶ Maße (in cm): L 17,5 x B 8 x H 2,5
- ▶ Gewicht inkl. Akkus: 300 g

217210

Sphygmomanometer

- ▶ Mit Einhandbedienung, inkl. 2 Klettmanchetten 5 cm/7 cm

217309

Blutdruckmanschette 1,9 cm

- ▶ Speziell für kleine Katzen

217307

Blutdruckmanschette 3,3 cm

- ▶ Speziell für Katzen und kleine Hunde

217308

Blutdruckmanschette 10 cm

- ▶ Speziell für große Hunde

217311



217210



217308



217309

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de