



EickSorber Narkosegasfilter

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Sicherheit im OP!



213488

EickSorber Narkosegasfilter

- ▶ Aktivkohlefilter zur Absorption organischer Narkosegase
- ▶ Zum Anschluss an das Überdruckventil
- ▶ Verhindert, dass Narkosegas in die Raumluft gelangt
- ▶ Behälter vor der Narkose wiegen, Filter nach Überschreitung von 1.000 g tauschen

Einzeln

- ▶ Ohne Abluftschlauch

21348801

Einzeln

- ▶ Inkl. 2 m Abluftschlauch (Ø 22 mm)

213488

Packung mit 6 Stück

- ▶ Inkl. 2 m Abluftschlauch (Ø 22 mm)

21348806

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de