



AESCULAP Schermaschine  
Durati

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# *Stark, ausdauernd und sehr leicht*



904020

## **AESCULAP Schermaschine Durati**

Die Akkuschermaschine für Kleintiere überzeugt durch bestes Preis-Leistungs-Verhältnis in bewährter AESCULAP Qualität. Das leichte, ausbalancierte Gewicht gepaart mit gewohnt ausgereifter Performance und gleichzeitig langer Akku-Laufzeit ergibt ein Produkt der Extraklasse im SnapOn-Segment.

- ▶ Starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit von bis zu 4 Stunden
- ▶ Hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl von 3.000 Hieben pro Minute für ein optimales Schnittbild
- ▶ Enorme Durchzugskraft auch bei dickem und verschmutztem Fell
- ▶ Ergonomisch geformter Griffbereich und sehr geringes Gewicht
- ▶ Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und optional erhältlichen Zweit-Akku (904001)

### **Technische Daten**

- ▶ Li-Ion Akku: 7,4 V, 2.850 mAh
- ▶ Laufzeit/Ladezeit: ca. 240 min
- ▶ Schalldruckpegel: 63 dB
- ▶ Gewicht: 380 g (mit Scherkopf und Akku)
- ▶ Lieferumfang: Schermaschine, SnapOn Scherkopf GT330 (1,5 mm), Akkuladestation, Li-Ion Akku, Ölfläschchen

Farbe: rot  
**904000**

Farbe: weiß  
**904020**

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
**www.eickemeyer.de**