



EickColl Halskragen

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Sicher. Gut. Günstig.



220025



220023



220020



Anwendung

EickColl Halskragen

Der EickColl Halskragen verhindert ein Lecken oder Aufbeißen von Wunden.

- ▶ Leicht anzulegen und abzunehmen
- ▶ Material: Kunststoff, transparent
- ▶ Material bruchfest bis -25 °C
- ▶ Erhältlich in 7 verschiedenen Größen
- ▶ Packung mit 10 Stück

Größe 1

- ▶ Trichterlänge: 7,5 cm
- ▶ Passend für Halsdurchmesser: 7–8 cm

220020

Größe 2

- ▶ Trichterlänge: 10 cm
- ▶ Passend für Halsdurchmesser: 7–8 cm

220021

Größe 3

- ▶ Trichterlänge: 12 cm
- ▶ Passend für Halsdurchmesser: 9–10,5 cm

220022

Größe 4

- ▶ Trichterlänge: 15 cm
- ▶ Passend für Halsdurchmesser: 10–12 cm

220023

Größe 5

- ▶ Trichterlänge: 20 cm
- ▶ Passend für Halsdurchmesser: 12–14 cm

220024

Größe 6

- ▶ Trichterlänge: 25 cm
- ▶ Passend für Halsdurchmesser: 14–16 cm

220025

Größe 7

- ▶ Trichterlänge: 30 cm
- ▶ Passend für Halsdurchmesser: 15–18 cm

220026

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de