



CryoIQ® Kryochirurgiegerät

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Cold as ice



173443



173446

CryoIQ® Kryochirurgiegerät

Kryochirurgie (Kryotherapie) ist die lokale Anwendung von extremer Kälte zur kontrollierten Zerstörung oder Entfernung von abnormalem oder krankem Gewebe. Das kompakte, tragbare und handgehaltene CryoIQ® Kryochirurgiegerät verwendet N₂O als Kryogen (Gefrieretemperatur von bis zu -89 °C).

- ▶ Bleistiftgriff für einfache und sehr genaue Anwendung
- ▶ Längere Lebensdauer der Kartuschen durch feine Metallkappe
- ▶ Nahezu schmerzloses und blutloses Verfahren
- ▶ Ideal für ophthalmologische / dermatologische Behandlungen
- ▶ Kältegrad wird dadurch bestimmt, wie stark der Hebel gedrückt wird

CryoIQ® DERM plus Kryochirurgiegerät

- ▶ CryoIQ® DERM plus ermöglicht das millimetergenaue Einfrieren der zu behandelnden Stelle durch Mikrokapillaren.
- ▶ Lieferumfang: Aufsatz zum Sprühgefrieren (Ø 1–6 mm), Gaskartusche N₂O (25 g), Schablone, Aufbewahrungsbox, Gebrauchsanweisung

173443

CryoIQ® PRO Kryochirurgiegerät

- ▶ CryoIQ® PRO bietet eine präzise Behandlung von betroffenen Hautpartien, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu schädigen.
- ▶ Vorteile: Besser geeignet für größere Läsionen, austauschbare Aufsätze, höhere Gefrierwirkung, längere Spitzen erleichtern die Behandlung von haarigen Tieren
- ▶ Lieferumfang: Standardaufsatz zum Sprühgefrieren (Ø 1–6 mm, L 10 mm), Dermatologieaufsatz zum Sprühgefrieren (Ø 7–18 mm, L 22 mm), PRO Gehäuse mit Hebel, Gaskartusche N₂O (25 g), Schablone, Aufbewahrungsbox, Gebrauchsanweisung

173446

N₂O Kartuschen für CryoIQ®

- ▶ Inhalt: 16 g
- ▶ Inhalt: 25 g

173444

173445

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de