



Chirurgische
SuperCut-Scheren (MC)

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Vorsicht: scharf!



118311




118309



118310



118315



118315



118316

Chirurgische SuperCut-Scheren (MC)

Chirurgische Scheren mit SuperCut-Schliff sind Ihre beste Wahl für genaue Schnitte und höchste Kontrolle beim Schneiden.

- ▶ Verzögerungsfreier Gang und kontrolliertes Schneiden bis zur Spitze
- ▶ Bestmögliche Härte und damit Standfestigkeit der präzisen Schneiden
- ▶ Minimales Gewebetrauma dank einem einzigartigen, speziellen Schliff
- ▶ Unteres Schneideblatt ist rasiermesserscharf, oberes Blatt mit Mikro-Zahnung, welche das Weggleiten des zu schneidenden Gewebes verhindert

Chirurgische SuperCut Schere, fein (MC)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ▶ Gerade | ▶ Gebogen |
| ▶ Länge: 90 mm | ▶ Länge: 90 mm |
| 118309 | 118310 |
| ▶ Gerade | ▶ Gebogen |
| ▶ Länge: 115 mm | ▶ Länge: 115 mm |
| 118311 | 118312 |

Präparierschere METZENBAUM, SuperCut (MC)

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ▶ Gerade | ▶ Gebogen |
| ▶ Länge: 145 mm | ▶ Länge: 145 mm |
| 118315 | 118316 |