

EiVIS – EICKEMEYER® Veterinary Imaging Software

709000 – 709002

Empfohlene Hardware	
Server	
Prozessor	Intel® Core™ i3-2xxx
Arbeitsspeicher	8 GB ECC
Freier Festplattenplatz	1.000 GB
Festplatten Redundanz	Empfohlen (Raid 1)
Grafikkarte	1.280 x 1.024 bei 16,7 Millionen Farben
Netzwerk	1.000 Mbit
USV	
Workstation	
Prozessor	Intel® Core™ i5-2xxx
Arbeitsspeicher	4 GB
Freier Festplattenplatz	100 GB
Grafikkarte	1.920 x 1.080 bei 16,7 Millionen Farben
Netzwerk	1.000 Mbit

Empfohlene Software	
Betriebssysteme	
Microsoft Windows 10 Pro, 64 Bit	
Microsoft Windows Server 2019	
Microsoft SQL	
Microsoft SQL Server 2017 Express	

Mindestanforderungen Software	
Betriebssysteme	
Microsoft Windows 10 Pro, 32 Bit	
Microsoft Windows Server 2016	
Microsoft Office	
Microsoft Office 2010, 32 Bit	
Microsoft Office 2013, 32 Bit	
Microsoft Office 2016, 32 Bit	

Mindestanforderungen Hardware	
Server	
Prozessor	Intel® Core™ i3
Arbeitsspeicher	4 GB
Freier Festplattenplatz	500 GB
Grafikkarte	1.280 x 1.024 bei 16,7 Millionen Farben
Netzwerk	1.000 Mbit
Workstation	
Prozessor	Intel® Core™ i3
Arbeitsspeicher	2 GB
Freier Festplattenplatz	50 GB
Grafikkarte	1.280 x 1.024 bei 16,7 Millionen Farben
Netzwerk	1.000 Mbit

EICKEMEYER®**GERMANY** | Eltastraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de**SWITZERLAND** | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch**UNITED KINGDOM** | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk**DENMARK** | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk**NETHERLANDS** | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl**ITALY** | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it**POLAND** | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl**CANADA** | 617 Douro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | F +1 519 271 7114 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca