



EickFil
Nadel-Faden-Kombination

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Nicht den Faden verlieren



050607

EickFil Nadel-Faden-Kombination

Resorbierbares Nahtmaterial

- ▶ Material: 100 % Polyglykolsäure – multifil/geflochten und beschichtet
- ▶ Farbe: Violett
- ▶ Umhüllung: Calcium Stearate & Polycaprolactone
- ▶ Sterilisation: Ethylenoxid
- ▶ Haltbarkeit: 5 Jahre
- ▶ Fadenlänge: 70 cm

Merkmale

- ▶ Resorption durch Hydrolyse, innerhalb von 60–90 Tagen
- ▶ Minimale Gewebereaktion
- ▶ Spezialbeschichtung für hohe Geschwindigkeit
- ▶ Ausgezeichneter Knotenlauf und problemloser gewebeschonender Abbau

Verpackung

- ▶ Steril in vorgeschrittenen Längen, trocken, mit Nadel
- ▶ Zweifach verpackt in Packungen mit 12 Stück

EickFil Nadel-Faden-Kombination – Rundnadel			
Artikel Nr.	Metric	Nadel mm	USP
050607	2	26	3/0
050615	2	30	3/0
050608	3	26	2/0
050616	3	30	2/0
050617	3,5	30	0
050618	4	30	1

EickFil Nadel-Faden-Kombination – Dreikantnadel			
Artikel Nr.	Metric	Nadel mm	USP
050650	1	19	5/0
050651	1,5	19	4/0
050658	1,5	24	4/0
050652	2	19	3/0
050659	2	24	3/0
050665	2	30	3/0

EickFil Nadel-Faden-Kombination – Dreikantnadel			
Artikel Nr.	Metric	Nadel mm	USP
050653	3	19	2/0
050660	3	24	2/0
050666	3	30	2/0
050661	3,5	24	0
050667	3,5	30	0
050668	4	30	1

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de