



EickFil Ophthalmologisches Nahtmaterial

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Die feine Naht



050889

EickFil Ophthalmologisches Nahtmaterial

EickFil PGA

- ▶ Typ: Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
- ▶ Zusammensetzung: Polyglykolsäure
- ▶ Gewebereaktion: Minimal
- ▶ Resorption: Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60 bis 90 Tagen. Etwa 50 % der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
- ▶ Darreichung: Schachtel mit 12 Fäden

Eigenschaften:

- ▶ Hohe Reißfestigkeit
- ▶ Synthetisch
- ▶ Resorption durch Hydrolyse
- ▶ Geflochtener Fadenaufbau
- ▶ Beschichtetes Multifilament
- ▶ Luftdichte Verpackung

EickFil PGA			
Art. Nr.	USP, Metric, Nadel	Farbe	Länge
050889	<ul style="list-style-type: none"> • USP 9/0, EP 0,3 • 3/8 Kreis, DSP 6,4 mm, 200 µm • Spatulanadel 	violett	30 cm
050890	<ul style="list-style-type: none"> • USP 6/0, EP 0,7 • 3/8 Kreis, DS 12 mm • Außen schneidende Nadel 	violett	45 cm
050891	<ul style="list-style-type: none"> • USP 3/0, EP 2 • 3/8 Kreis, DS 19 mm easy pass • Außen schneidende Nadel 	ungefärbt	50 cm
050892	<ul style="list-style-type: none"> • USP 3/0, EP 2 • 3/8 Kreis, DS 24 mm • Außen schneidende Nadel 	ungefärbt	75 cm
050893	<ul style="list-style-type: none"> • USP 6/0, EP 0,7 • 1/2 Kreis, HR 17 mm • Rundkörpernadel 	violett	75 cm

Art. Nr.	USP, Metric, Nadel	Farbe	Länge
050894	<ul style="list-style-type: none"> • USP 10/0, EP 0,2 • 3/8 Kreis, 2 x DSP 6,2 mm, 150 µm • Doppelte Spatulanadel 	violett	30 cm
050895	<ul style="list-style-type: none"> • USP 9/0, EP 0,3 • 3/8 Kreis, 2 x DSP 6,4 mm, 200 µm • Doppelte Spatulanadel 	violett	30 cm
050896	<ul style="list-style-type: none"> • USP 8/0, EP 0,4 • 3/8 Kreis, 2 x DSP 6 mm, 200 µm • Doppelte Spatulanadel 	violett	45 cm
050897	<ul style="list-style-type: none"> • USP 7/0, EP 0,5 • 3/8 Kreis, 2 x DSP 8 mm, 200 µm • Doppelte Spatulanadel 	violett	45 cm
050898	<ul style="list-style-type: none"> • USP 6/0, EP 0,7 • 1/4 Kreis, 2 x VSP 8 mm, 300 µm • Doppelte Spatulanadel 	violett	45 cm

EICKEMEYER®
 Eltstraße 8
 78532 Tuttlingen
 Deutschland

T +49 7461 96 580 0
 F +49 7461 96 580 90
 info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
 www.eickemeyer.de



EickFil Ophthalmologisches Nahtmaterial



050899



050901

EickFil Nylon

- ▶ Typ: Monofilament
- ▶ Zusammensetzung: Extrusion aus Polyamid 6,0 oder 6,6
- ▶ Beschichtung: Keine
- ▶ Gewebereaktion: Minimal
- ▶ Resorption: Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10 % pro Jahr.
- ▶ Darreichung: Schachtel mit 12 Fäden

Eigenschaften:

- ▶ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ▶ Biegsamkeit und Geschmeidigkeit
- ▶ Synthetisch
- ▶ Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser
- ▶ Luftdichte Verpackung

EickFil Nylon

Art. Nr.	USP, Metric, Nadel	Farbe	Länge
050899	<ul style="list-style-type: none"> • USP 10/0, EP 0,2 • 3/8 Kreis, 2 x DSP 6,4 mm, 220 µm • Doppelte Spatulanadel 	schwarz	45 cm
050900	<ul style="list-style-type: none"> • USP 9/0, EP 0,3 • 3/8 Kreis, 2 x DSP 6,2 mm, 150 µm • Doppelte Spatulanadel 	schwarz	45 cm

EickFil Silk

- ▶ Typ: Geflochtenes Multifilament
- ▶ Zusammensetzung: Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
- ▶ Beschichtung: Silikon
- ▶ Gewebereaktion: Mäßig
- ▶ Resorption: Der Seidenfaden verursacht eine anfängliche Entzündungsreaktion im Gewebe, gefolgt von einer allmählichen Verkapselung in fibrösem Bindegewebe.
- ▶ Darreichung: Schachtel mit 12 Fäden

Eigenschaften:

- ▶ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar
- ▶ Geflochtener oder gedrehter Fadenaufbau
- ▶ Beschichtetes Multifilament
- ▶ Luftdichte Verpackung

EickFil Silk

Art. Nr.	USP, Metric, Nadel	Farbe	Länge
050901	<ul style="list-style-type: none"> • USP 4/0, EP 1,5 • 3/8 Kreis, DS 19 mm • Außen schneidende Nadel 	schwarz	45 cm