


Einweg-Ringretractor  
mit elastischen Haken

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# *Eine runde Sache*



## **Einweg-Ringretractor mit elastischen Haken**

Der Ringretractor überzeugt durch seine einfache, zugleich äußerst effektive Konstruktion und ermöglicht eine freie, ungehinderte Sicht auf das Operationsfeld.

- ▶ **Anpassungsfähiges Design:** Vier flexible Gelenke erlauben eine optimale Anpassung an die Anatomie des Patienten. Dadurch wird ein komfortabler und zuverlässiger Zugang selbst bei anspruchsvollen chirurgischen Eingriffen gewährleistet.
- ▶ **Großzügiges Arbeitsfeld:** Das Operationsfeld von 14,4 × 14,4 cm bietet ausreichend Platz für präzises und entspanntes Arbeiten.
- ▶ **Hohe Effizienz:** Ausgestattet mit 8 scharfen, elastischen Haken, die das OP-Gebiet schnell, sicher und zuverlässig fixieren.
- ▶ **Garantierte Sterilität:** Jeder Ringretractor ist einzeln steril verpackt und erfüllt höchste Anforderungen an Hygiene und Patientensicherheit.

162150