


Einweg-Ringretractor  
mit elastischen Haken

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# *Eine runde Sache*



## ***Einweg-Ringretractor mit elastischen Haken***

Ein Ringretractor erleichtert den Zugang zum Operationsfeld während verschiedener Eingriffe in der Weichteilchirurgie.

- ▶ Vier Scharniere ermöglichen die Anpassung an die Körperform
- ▶ Ergibt eine Fläche von 14,4 x 14,4 cm
- ▶ Inkl. 8 elastischen Haken (scharf)
- ▶ Steril verpackt

**162150**

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
**www.eickemeyer.de**