



HEINE GAMMA®
Stethoskope

veterinary technology for life
Eickemeyer®

*I can feel your
heart beat...*

MADE IN
GERMANY
5 JAHRE
GARANTIE



310054

HEINE GAMMA® Stethoskope

Für die täglichen Herausforderungen in der Praxis – in gewohnter HEINE Qualität. Das massive Doppelkopfgewand ermöglicht eine optimale Schallübertragung in zwei Frequenzbereichen. Für diesen Zweck steht eine hochwertige Qualitätsmembran auf der einen Seite und ein Trichter mit konisch zulaufender Schallkammeröffnung auf der anderen Seite des Gehäuses zur Verfügung.

- ▶ Zum Abhören von hoch- und niederfrequenten Tönen
- ▶ Ergonomische, einstellbare Ohrbügel

HEINE GAMMA® Stethoskop, groß

- ▶ Membran: Ø 44 mm;
Trichtergröße: Ø 30 mm

310054

HEINE GAMMA® Stethoskop, klein

- ▶ Membran: Ø 31 mm;
Trichtergröße: Ø 30 mm

310055



310055



310056

HEINE GAMMA® Kardio-Stethoskop

Speziell für Kardiologie – mit hochelastischem, knicksicherem Zweikanal-Schlauchsystem für höchste Anforderungen. Mithilfe der Dual-Membrane wird die Auskultation hoch- und niederfrequenter Töne ermöglicht; der Trichter dient zum Abhören tiefer Frequenzen (Kardiologie/Herzgeräusche).

- ▶ Mit zwei verschiedenen Frequenzbereichen
- ▶ Inkl. Ohroliven (groß/weich) und einem Paar Ersatz-Ohroliven (klein/hart) zur Schallabdichtung
- ▶ Membran: Ø 45 mm

310056



EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
E info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de