



Narkosegerät für Großtiere
LAPD-1000

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Gut einschlafen, sicher aufwachen!



Narkosegerät für Großtiere LAPD-1000

- ▶ Komplette mit O₂-Flowmeter 0 – 10 l,
zweiter Flowmeter optional
- ▶ EICKEMEYER® TEC 3 Isofluran-Verdampfer
- ▶ Systemdruckanzeige
- ▶ Sauerstoff-Bypass
- ▶ Atembeutel 30 l
- ▶ Schlauchsystem mit Y-Stück komplett mit
4 Adaptern (18/20/25/30 mm) für Trachealtuben

213101

Zubehör (ohne Abbildung):

Beatmer für Großtiere LAVC-3000

- ▶ Zum Anschluss an jedes Großtiernarkosegerät

213120

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
E info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de