

ENDOSKOPIE EICKVIEW LED- VIDEOENDOSKOPE

Vielseitig & innovativ



Endoskopie

VIELSEITIG & INNOVATIV EICKVIEW LED-VIDEOENDOSKOPE

Wir beobachten die Arbeit der Tierärzte in der Praxis und entwerfen Geräte, die sich den Bedürfnissen unsere Kunden anpassen. Die neuen EickView LED-Videoendoskope bieten durch ihre äußeren Dimensionen die perfekte Lösung für die Broncho-, Gastro-, Uretero- und Vaginoskopie bei Hund und Katze sowie zur Untersuchung der oberen Atemwege beim Pferd.



Grenzenlose Mobilität

Autarke Arbeitsweise durch integrierte LEDs und mobile Monitore.

Leichte Archivierung

Per Knopfdruck Bilder und Videos direkt auf der SD-Karte speichern.

Hervorragende Bildqualität

Neue CMOS Chip Technik für gestochen scharfe Bilder.

Einfache Zugänglichkeit

Integrierte Arbeitskanäle ermöglichen Biopsien, Fremdkörperentnahmen und Spülproben im Handumdrehen.

Einfache Reinigung

Simpler Aufbau ermöglicht akkurate Reinigung in Windeseile.

„Mit den EickView LED-Videoendoskopen kann ich auch Bronchoskopien bei Hund und Katze in höchster Qualität durchführen.“

revolutionär

Gerne führen wir Ihnen das System in Ihrer Praxis vor. Rufen Sie uns einfach an: +49 7461 96 580 0.

Eickemeyer



ENDOSKOPIE LED-VIDEOENDOSKOPE

EickView 60S

- ▶ Arbeitslänge: 60 cm
- ▶ Ø außen: 3,3 mm
- ▶ Arbeitskanal Ø: 1,2 mm
- ▶ Abwinklungen:
180° oben, 130° unten

306009

EickView 60

- ▶ Arbeitslänge: 60 cm
- ▶ Ø außen: 4,2 mm
- ▶ Arbeitskanal Ø: 1,3 mm
- ▶ Abwinklungen:
180° oben, 130° unten

306011

EickView 70

- ▶ Arbeitslänge: 70 cm
- ▶ Ø außen: 6,0 mm
- ▶ Arbeitskanal Ø: 2,0 mm
- ▶ Abwinklungen:
180° oben, 130° unten

306010

EickView 100E

- ▶ Arbeitslänge: 100 cm
- ▶ Ø außen: 8,0 mm
- ▶ Arbeitskanal Ø: 2,8 mm
- ▶ Abwinklungen:
150° oben, 130° unten

306166

EickView 150E

- ▶ Arbeitslänge: 150 cm
- ▶ Ø außen: 8,0 mm
- ▶ Arbeitskanal Ø: 2,8 mm
- ▶ Abwinklungen:
130° oben, 130° unten

306164



306009

- ▶ Klappbarer 3,5" Monitor zur Video- und Bildwiedergabe
- ▶ Aufnahme und Archivierung auf SD-Karte
- ▶ Möglichkeit größere Monitore anzuschließen

- ▶ Dateiformate: JPG, AVI
- ▶ Integrierte LED-Lichtquelle
- ▶ Akku mit bis zu 3 Stunden Betriebszeit
- ▶ USB-Anschluss und Video-out

- ▶ Tiefenschärfe: 5 – 80 mm (EickView 60S: 5 – 50 mm)
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Blickwinkel: 110°

306009 – 306166

Endoskopie

ZUBEHÖR FÜR EICKVIEW LED-VIDEOENDOSKOPE



BIOPSIEZANGEN FÜR EICKVIEW ENDOSKOPE

- 306311 Für EickView 60S/60
- 306314 Für EickView 70
- 306319 Für EickView 100E
- 306316 Für EickView 150E



FREMDKÖRPERZANGEN FÜR EICKVIEW ENDOSKOPE

- 306211 Für EickView 60S/60
- 306214 Für EickView 70
- 306219 Für EickView 100E
- 306216 Für EickView 150E



HAKENFASSZANGEN FÜR EICKVIEW ENDOSKOPE

- 306431 Für EickView 60S/60
- 306435 Für EickView 70
- 306430 Für EickView 100E
- 306434 Für EickView 150E



FREMDKÖRPERGREIFER FÜR EICKVIEW ENDOSKOPE

- 306340 Für EickView 60S/60
- 306346 Für EickView 70
- 306341 Für EickView 100E
- 306342 Für EickView 150E



STEINFÄNGER FÜR EICKVIEW ENDOSKOPE

- 306336 Für EickView 60S/60
- 306332 Für EickView 70
- 306338 Für EickView 100E/150E



POLYPEKTOMIESCHLINGEN FÜR EICKVIEW ENDOSKOPE

- 306426 Für EickView 70
- 306421 Für EickView 100E
- 306423 Für EickView 150E



ZYTOLOGIEBÜRSTEN FÜR EICKVIEW ENDOSKOPE

- 306415 Für EickView 60S/60
- 306416 Für EickView 70/100E
- 306418 Für EickView 150E



REINIGUNGSBÜRSTEN FÜR EICKVIEW ENDOSKOPE

- 306444 Für EickView 60S/60
- 306440 Für EickView 70
- 306445 Für EickView 100E
- 306442 Für EickView 150E



SCHLÄUCHE FÜR EICKVIEW ENDOSKOPE

- 306353 Für EickView 60
- 306354 Für EickView 100E
- 306352 Für EickView 150E