



EickView LED-Videoendoskope
für Pferde

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Obere Atemwege



306166



EickView LED-Videoendoskope für Pferde

Die EickView E LED-Videoendoskope sind die perfekte Lösung für die Untersuchung der oberen Atemwege bei Pferden. Die Geräte arbeiten völlig autark d. h. es werden keinerlei externe Gerätschaften benötigt, da die leistungsstarke LED-Lichtquelle und die hochauflösende Kamera direkt im distalen Ende der Endoskope integriert sind.

Die benutzerfreundlichen EickView E Endoskope liefern brillante digitale Bilder z. B. der Nebenhöhlen oder des Luftsacks. Durch den 2,8 mm Arbeitskanal und die Länge von 100 cm bzw. 150 cm sind die EickView E LED-Videoendoskope die idealen Instrumente für die einfache Durchführung von Biopsien und Trachealspülungen.

Technische Daten

- ▶ Durchmesser außen: 8,0 mm
- ▶ Arbeitskanal: Ø 2,8 mm
- ▶ Tiefenschärfe: 5 – 80 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Blickwinkel: 110°
- ▶ Klappbarer 3,5" Monitor zur Video- und Bildwiedergabe, -aufnahme und -archivierung (Betriebszeit: 3 Std., Speicherung per SD-Karte, USB-Anschluss)

EickView 100E

- ▶ Für Fohlen und Ponys
- ▶ Arbeitslänge: 100 cm
- ▶ Abwinklungen:
150° oben, 130° unten

EickView 150E

- ▶ Arbeitslänge: 150 cm
- ▶ Abwinklungen:
130° oben, 130° unten

306164

306166

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de