



EickView Ultra Kompakt
Endoskop Set

Extrem schlank – Die neue Generation

EickView Ultra Kompakt Endoskop Set

Das EickView Ultra Kompakt mit 3 mm Außendurchmesser bildet die neue Generation von multifunktionellen starren Endoskopen und eignet sich ideal für alle HNO-Anwendungen sowie zur Tracheo- und Vaginoskopie.

- ▶ Homogenes und minimalinvasives Distalende durch Verschmelzung von Arbeitsschaft und Endoskop
- ▶ Keine Schmutzablagerung durch homogenes Distalende
- ▶ Leichter reibungsloser Zugang durch extrem geringen Außendurchmesser
- ▶ Integrierter Arbeitskanal ermöglicht Fremdkörperextraktionen und Biopsien im Handumdrehen

Technische Daten

- ▶ Ø außen: 3 mm
- ▶ Arbeitslänge: 11 cm
- ▶ Arbeitskanal: Ø 1,3 mm
- ▶ Blickrichtung: 0°
- ▶ Öffnungswinkel: 90° (Weitwinkel)
- ▶ Endoskop einlegbar
- ▶ Spülhähne: Zwei integrierte Spülhähne ermöglichen eine stetige Insufflation und Versorgung mit Spülflüssigkeit
- ▶ Lieferumfang: Endoskop, LED-Handlichtquelle inkl. Ladegerät, Ersatz-Akku, Fremdkörperzange, 2 Reinigungsbürsten, Transportkoffer

306112