



USB-Video-Otoskop

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Ohren auf!



302066

USB-Video-Otoskop

Das USB-Video-Otoskop liefert die optimale Lösung für Ihre alltäglichen otoskopischen Routineaufgaben. Mit dem USB-Video-Otoskop lassen sich Bilder und Videos bequem per USB-Schnittstelle auf Ihren PC/Laptop übertragen. Hierdurch können Sie Patientenbesitzer besser aufklären und somit deren Verständnis erhöhen. Neben der Otoskopie ist das USB-Video-Otoskop auch für die Dermatologie, Urologie, Rhinoskopie und für die Zahninspektion einsetzbar.

- ▶ Komplett mit 7 verschiedenen Aufsätzen (siehe unten)
- ▶ Software zur Bild- und Videoarchivierung
- ▶ Keine externe Stromquelle erforderlich

302066

Spekulum E-1

- ▶ Maße (in mm): L 32, Ø 3,0

30206501

Spekulum W-1 mit Arbeitskanal

- ▶ Maße (in mm): L 52, Ø 7,0

30206505

Spekulum E-2

- ▶ Maße (in mm): L 45, Ø 5,0

30206502

Spekulum S-1

- ▶ Maße (in mm): L 55, Ø 35

30206506

Spekulum E-4

- ▶ Maße (in mm): L 53, Ø 4,0

30206503

Spekulum N-1

- ▶ Maße (in mm): L 43, Ø 9,0

30206507

Spekulum E-5

- ▶ Maße (in mm): L 70, Ø 5,0

30206504

30206501

30206502

30206503

30206504

30206505

30206506

30206507

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
E info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de