



Medizinische Absaugpumpe

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# Klare Sicht im Wundbereich



306050

## Medizinische Absaugpumpe

Die Absaugpumpe eignet sich für das Absaugen von Körperflüssigkeiten sowie für den Einsatz im OP. Der sterilisierbare Behälter aus Polykarbonat hat ein Fassungsvermögen von 1 Liter und ist mit einem Überlaufventil ausgestattet. Auf der Frontseite befinden sich ein Saugleistungsregler sowie ein Unterdruckmesser.

### Technische Daten

- ▶ Max. Saugleistung: 40 l/min
- ▶ Max. Saugdruck: -0,80 bar
- ▶ Inklusive Saugschlauch Ø 7 mm, Länge 1,25 m
- ▶ Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- ▶ Leistungsaufnahme: 107 VA
- ▶ Sicherung: F 1 x 1,6 A 250 V
- ▶ Maße (in cm): L 35 x B 21 x H 18
- ▶ Gewicht: 3,6 kg

**306050**

## Zubehör

Saugkanüle, gebogen,  
L 17 cm, Ø 5 mm

**199219**

FERGUSSON Saugkanüle,  
gebogen, L 19 cm, Ø 3 mm

**199230**

YANKAUER Absaugkatheter,  
gebogen, L 28,5 cm, Ø 2 mm

**199220**

POOLE Saugrohr, gebogen,  
L 22 cm, Ø 8 mm

**199225**

FERGUSSON Saugkanüle,  
gebogen, L 19 cm, Ø 5 mm

**199250**

YANKAUER Absaugkatheter,  
gebogen, L 28,5 cm, Ø 4,8 mm

**199221**



199219



199225



199250



199220

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
**www.eickemeyer.de**