



VOLK Asphärische  
Ophthalmoskopierlupen

veterinary technology for life

**Eickemeyer®**

# Qualität im Fokus



173538



173539



173536

## VOLK Asphärische Ophthalmoskopierlupen

Die asphärische Oberfläche korrigiert Abweichungen, die in einfacheren, sphärischen Linsen vorhanden sind und trägt somit dazu bei, das Sichtfeld für die Diagnose zu verbessern. Die doppelasphärischen Lupen von VOLK liefern eine lineare Bildvergrößerung für eine bessere Gesamtabbildung.

- ▶ Ophthalmoskopierlupen mit höherer Dioptrieleistung bieten ein breiteres Sichtfeld sowie eine geringere Vergrößerung und die beste Leistung durch kleine Pupillen.
- ▶ Ophthalmoskopierlupen mit einer geringeren Dioptrieleistung haben ein engeres Sichtfeld sowie eine höhere Vergrößerung und eignen sich bei kleinen Pupillen nicht gut.

### VOLK Asphärische Ophthalmoskopierlupen

Art. Nr.	Bezeichnung	Betrachtungswinkel	Vergrößerung	Arbeitsabstand
<b>17353814</b>	14D	36°/47°	4,30x	75 mm
<b>17353815</b>	15D	36°/47°	4,11x	72 mm
<b>173538</b>	20D	46°/60°	3,13x	50 mm
<b>17353825</b>	25D	52°/68°	2,54x	38 mm
<b>17353801</b>	28D	53°/69°	2,27x	33 mm
<b>173539</b>	30D	58°/75°	2,15x	30 mm
<b>17353830</b>	30D Klein	46°/60°	2,10x	30 mm
<b>17353840</b>	40D	69°/90°	1,67x	20 mm
<b>17353860</b>	60D	68°/81°	1,15x	13 mm
<b>17353878</b>	78D	81°/97°	0,93x	8 mm
<b>17353890</b>	90D	74°/89°	0,76x	7 mm
<b>173536</b>	Pan Retinal 2.2	56°/73°	2,68x	40 mm
<b>173537</b>	Macula Plus 5.5	36°/43°	5,50x	80 mm

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
**www.eickemeyer.de**