



HEINE® Ophthalmologische
Untersuchungsleuchte, 3,5 V

veterinary technology for life
Eickemeyer®

*Schau mir in
die Augen ...*



**HEINE® Ophthalmologische
Untersuchungsleuchte, 3,5 V**

- ▶ Zur Untersuchung des vorderen Augenabschnitts
- ▶ Geeignet als punktförmige Lichtquelle zur Fundusuntersuchung, Fremdkörpersuche und das Auffinden von Erosionen
- ▶ Passend auf HEINE® Griffe
- ▶ 5 verschiedene Leuchtfeldblenden (Spaltblende, 4/6,5/10,5 mm Blende, Blaufilter)

301180

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T 07461 96 580 0
F 07461 96 580 90
E info@eickemeyer.de

TELEFON 07461 96 580 0
www.eickemeyer.de