



EICKEMEYER® Diaskleralkegel

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Ein Muss in jeder Praxis!



EICKEMEYER® Diaskleralkegel

**Ein Standard-Diagnosewerkzeug für jede Praxis.
Nur bei EICKEMEYER® erhältlich!**

Der Diaskleralkegel bietet eine gebündelte LED-Lichtquelle und eignet sich damit zur Untersuchung des Augenhintergrundes bei allen Tieren. Er ist ein Standard-Diagnosewerkzeug für jeden Tierarzt und wird verwendet, um sich selbst bei geschlossener Pupille einen ersten Eindruck vom ophthalmologischen Status des Patienten machen zu können.

Vorteile

- ▶ Biegung des oberen Abschnittes und Bündelung des Lichtes ermöglichen dem Untersucher die Betrachtung des Augenhintergrundes durch die geschlossene Pupille
- ▶ Deutlich geringerer Preis, größere Vergrößerung, wodurch man Details besser erkennt, Erleichterung des Untersuchungsablaufes, da keine medikamentelle Erweiterung der Pupille erforderlich ist (vergl. mit indir. Ophthalmoskopie)
- ▶ Eignet sich zur Diagnose von Veränderungen des Augenhintergrundes: Netzhautblutungen und/oder Netzhautablösungen, z. B. bei der Hypertensiven Retinopathie der Katze und weiteren Veränderungen der Netzhaut, z. B. PRA (Progressive Retina-Atrophie), Chorioretinitis (Entzündungsherde in der Netzhaut), CEA = Collie Eye Anomalie und Retinadysplasie.

Technische Daten

- ▶ Lichtkegel: Ø 3 mm
- ▶ Lichtstärke: 16 Lumen (bei Einsatz neuer Batterien)
- ▶ Gewicht (ohne Batterie): 30 g
- ▶ Länge: 156 mm

301195

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de