



Lupenbrille und LED-Strahler

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Bis ins kleinste Detail!

Lupenbrille

Die preisgünstige Lupenbrille für anspruchsvolle Detailarbeit.

- ▶ Leichteres Operieren durch 2-fache Vergrößerung
- ▶ Auch für Brillenträger geeignet: Individuelles Scharfstellen der Optik von ± 3 Dioptrien möglich
- ▶ Angenehmes Arbeiten durch großen Arbeitsabstand (40 cm)
- ▶ Gute optische Abbildungsqualität durch großen Fokussierungsbereich
- ▶ Bequem zu tragen durch aufsteckbare Bügelenden
- ▶ Inkl. Brillenband für festen Sitz
- ▶ Sichere Aufbewahrung im mitgelieferten Etui
- ▶ Gewicht: 40 g

310600

LED-Strahler für Lupenbrille

Der kleine, leichte LED-Strahler kombiniert zwei Hochleistungs-LEDs mit einer lichtbündelnden Optik und erzeugt so ein starkes, brillantes und homogenes Lichtfeld im Greifbereich.

- ▶ Ermöglicht ein schattenfreies, ergonomisches Arbeiten für bis zu 8 Stunden
- ▶ Bessere Übersicht durch vertikal schwenkbares Licht
- ▶ Leichtes Batteriegehäuse (60 g) kann komfortabel am Gürtel oder in der Hemdtasche getragen werden
- ▶ Batteriebetrieben (3x AA Batterien)

310601

