



Advanced Ophthalmic Kit

veterinary technology for life
Eickemeyer®

... und mehr!


Advanced Ophthalmic Kit

Dieses Kit bietet dem Tierarzt das Instrumentarium für die Durchführung von Operationen an Horn- und Bindehaut sowie intraokularen Operationen. Es wurde in Zusammenarbeit mit einem Diplomate des ECVO erstellt.

Set komplett, bestehend aus:

- ▶ CASTROVIEJO Zyklodialyse-Spatel, doppelt, L 150 mm (170512)
- ▶ WEBER Drahtschlinge, Länge Schlinge: 5 mm, L 130 mm (170464)
- ▶ Skalpellgriff für Mikroskalpellklingen, L 100 mm (101710)
- ▶ CASTROVIEJO Hornhautschere, rechts gebogen, L 100 mm (172111)
- ▶ CASTROVIEJO Hornhautschere, links, gebogen, L 100 mm (172110)
- ▶ BARRAQUER Augennadelhalter, runder Griff, ohne Sperre, gebogen, L 110 mm (173011)
- ▶ Fadenpinzette Modell TÜBINGEN, L 100 mm (171510)
- ▶ BARRAQUER (Colibri) Iris-/Nahtpinzette, Zähne 0,5 mm/45°, ohne Fadenplatte, L 70 mm (171105)
- ▶ CASTROVIEJO Fixier-/Nahtpinzette, 0,3 mm Zahnbreite, L 100 mm (171503)
- ▶ STEVENS Tenotomieschere, gebogen, st/st, fein, L 110 mm (110911)
- ▶ ARRUGA Kapsel-/Nahtpinzette, L 100 mm (171309)
- ▶ JAMESON Strabismus Haken, L 135 mm (170340)
- ▶ Bodenteil für Sterilisierbehälter, perforiert, mit Textilfilter, silber, Maße (in cm): L 30 x B 14 x H 3 (500613)
- ▶ Deckel für Sterilisierbehälter, perforiert, mit Textilfilter und Etikettenhalterung, rot (500712)
- ▶ Silikon Noppenmatte, sterilisierbar, Maße (in mm): L 275 x B 125 (981703)

171230



EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de