



EICKEMEYER® Airdrill

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# Ergonomisch & kraftvoll



198002

198000

## **EICKEMEYER® Airdrill**

EICKEMEYER® Airdrill für den harten Dauereinsatz im OP.

- ▶ Sehr handlich und kompakt durch ergonomisches Design
- ▶ Dampf- und gassterilisierbar
- ▶ Leichte Handhabung
- ▶ Extrem leistungsstark
- ▶ Drehzahl: 0 – 1.000 U/min
- ▶ Arbeitsdruck: 6,5 bar/95 psi
- ▶ Drehmoment: 7 Nm
- ▶ Gewicht: 850 g

### **198000**

Bohrfutter

- ▶ Das Drei-Backenfutter bietet sicheren Halt und ist mit nur einem Handgriff schnell zu montieren und demontieren.

### **198002**

Druckluftschlauch

- ▶ Leicht und stabil
- ▶ Mit DIN-Kupplung
- ▶ Länge: 3 m

### **198003**



198003

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T 07461 96 580 0  
F 07461 96 580 90  
E [info@eickemeyer.de](mailto:info@eickemeyer.de)

**TELEFON 07461 96 580 0**  
[www.eickemeyer.de](http://www.eickemeyer.de)