


veterinary technology for life

Eickemeyer®

www.eickemeyer.de

Telefon +49 7461 96 580 0

TTA Set Classic



TTA SET CLASSIC – KOMPONENTEN


Bei der TTA (Tibial Tuberosity Advancement) wird wie bei der TPLO die Neutralisierung der nach kranial gerichteten Scherkraft auf der Tibia angestrebt. Diese wird erreicht, wenn bei gestrecktem Kniegelenk das Tibiaplateau mit dem Ligamentum patellae ein Winkel von 90° bilden. Zu diesem Zweck wird die Tuberositas tibiae längs osteotomiert und nach entsprechender Kranialisierung mittels Abstandshalter und Platte in Position gebracht. Das TTA Set Classic enthält eine auf alle Patientengrößen abgestimmte Auswahl an Implantaten mit dem darauf ausgelegten Instrumenten-Set.




191119



191005



191008




191011



191017



191150




191024



19103801



191054



191067



TTA SET CLASSIC – ARTIKELLISTE

TTA Classic Set		
Art. Nr.	Beschreibung	Anzahl
191150	TTA Set Classic, bestehend aus:	
191099	Implantate- und Instrumenten-Box	2
191076	Plattenbieger	1
191073	Bohrhülse für Gabel, 8-Loch	1
191074	Bohrhülse für Gabel, 4-Loch	1
191117	Pin, Ø 1,7 mm	1
191083	Pin, Ø 1,9 mm	1
191075	Gabeleinschläger	1
191077	T-Handgriff	1
191079	Spreizer, 6 mm	1
191080	Spreizer, 9 mm	1
191081	Spreizer, 12 mm	1
191084	Bohrhülse, Ø 2,7/2,0	1
191085	Bohrhülse, Ø 3,5/2,5	1
191091	Spiralbohrer, Ø 1,8 mm, Rundschaft	1
191116	Spiralbohrer, Ø 2,0 mm, Rundschaft	1
191092	Spiralbohrer, Ø 2,5 mm, Rundschaft	1
191115	Tiefenmesslehre, Messbereich 6 – 40 mm	1
191087	Knochenplatten-Haltezange, gebogen, 160 mm	1
191096	Schraubendreherhandgriff, AO-Schaft	1
191114	Schraubendrehereinsatz, hexagonal, Ø 2,4/2,7/3,5	1
191112	Klemmhülse, Ø 2,4/2,7/3,5	1
191001	Käfig 3/13, gold, Titan	2
191002	Käfig 3/16, gold, Titan	2
191119	Käfig 3/19, gold, Titan	2
191003	Käfig 6/16, blau, Titan	2
191004	Käfig 6/19, blau, Titan	2
191005	Käfig 6/22, blau, Titan	2
191006	Käfig 9/19, hellblau, Titan	2
191007	Käfig 9/22, hellblau, Titan	2
191008	Käfig 9/25, hellblau, Titan	2
191009	Käfig 12/22, magenta, Titan	2
191010	Käfig 12/25, magenta, Titan	2
191011	Käfig 12/28, magenta, Titan	2
191015	Rechen, 3 Zinken, Titan	1
191016	Rechen, 4 Zinken, Titan	1
191017	Rechen, 5 Zinken, Titan	1
191018	Rechen, 6 Zinken, Titan	1
191019	Rechen, 7 Zinken, Titan	1
191020	Rechen, 8 Zinken, Titan	1
191022	Platte, 3-Loch Titan	1
191023	Platte, 4-Loch, Titan	1
191024	Platte, 5-Loch, Titan	1
191025	Platte, 6-Loch, Titan	1
191026	Platte, 7-Loch, Titan	1
191027	Platte, 8-Loch, Titan	1
191126	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 6 mm, blau	3
191127	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 8 mm, blau	3
19102801	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 10 mm, blau	3
19102901	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 12 mm, blau	3

TTA Classic Set		
Art. Nr.	Beschreibung	Anzahl
19103001	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 14 mm, blau	3
19103101	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 16 mm, blau	3
19103201	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 18 mm, blau	3
19103301	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 20 mm, blau	3
19103401	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 22 mm, blau	3
19103501	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 24 mm, blau	3
19103601	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 26 mm, blau	3
19103701	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 28 mm, blau	3
19103801	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 30 mm, blau	3
19103901	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 32 mm, blau	3
19104001	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 34 mm, blau	3
19104101	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 36 mm, blau	3
19104201	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 38 mm, blau	3
19104301	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,4 x L 40 mm, blau	3
19112801	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 6 mm, magenta	3
191128	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 8 mm, magenta	3
191044	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 10 mm, magenta	3
191045	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 12 mm, magenta	3
191046	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 14 mm, magenta	3
191047	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 16 mm, magenta	3
191048	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 18 mm, magenta	3
191049	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 20 mm, magenta	3
191050	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 22 mm, magenta	3
191051	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 24 mm, magenta	3
191052	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 26 mm, magenta	3
191053	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 28 mm, magenta	3
191054	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 30 mm, magenta	3
191055	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 32 mm, magenta	3
191056	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 34 mm, magenta	3
191129	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 36 mm, magenta	3
191130	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 38 mm, magenta	3
191131	Titan-Corticalisschraube, Ø 2,7 x L 40 mm, magenta	3
191063	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 6 mm, gold	3
19105701	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 8 mm, gold	3
191057	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 10 mm, gold	3
191058	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 12 mm, gold	3
191059	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 14 mm, gold	3
191060	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 16 mm, gold	3
191061	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 18 mm, gold	3
191062	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 20 mm, gold	3
191063	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 22 mm, gold	3
191064	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 24 mm, gold	3
191065	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 26 mm, gold	3
191066	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 28 mm, gold	3
191067	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 30 mm, gold	3
191068	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 32 mm, gold	3
191069	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 34 mm, gold	3
191070	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 36 mm, gold	3
191071	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 38 mm, gold	3
191072	Titan-Corticalisschraube, Ø 3,5 x L 40 mm, gold	3

