




Röntgenreferenzkugel

Immer im Bilde




Röntgenreferenzkugel


Die Röntgenreferenzkugel an einer flexiblen Halterung ermöglicht eine skalierte Referenz bei Röntgenbildern, insbesondere auch bei der Begutachtung von extern bereitgestellten Röntgenbildern.

- ▶ Ø 25 mm
- ▶ Aus Edelstahl
- ▶ Flexible Halterung
- ▶ Für digitale und analoge Systeme geeignet

191990



Anwendung*



Anwendung 2**

*© Dr. Christoph Werner, Tierärztliche Gemeinschaftspraxis, Lohenstraße 5, 83395 Freilassing, Deutschland

**© Dr. Daniel Köch, Kleintierchirurgie AG, Ziegeleistraße 5, 8253 Diessenhofen, Schweiz