



EICKEMEYER® PinCube

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# *Pins präzise platzieren*



## **EICKEMEYER® PinCube**

Im Rahmen einer Osteosynthese werden Knochen und Knochenfragmente zwecks gegenseitiger Stabilisierung fixiert. Dies erfolgt üblicherweise durch Platten, Schrauben, Gurte und/oder Stäbe. Bei einigen Anwendungen, wie zum Beispiel der Zuggurtungsosteosynthese, wird empfohlen, dass die dort verwendeten Bohrdrähte möglichst exakt parallel positioniert werden. Dies lässt sich frei Hand allerdings kaum bewerkstelligen.

Aus diesem Grund hat EICKEMEYER® den PinCube entwickelt!

### **Vorteile**

- ▶ Bohrdrähte können einfach exakt parallel positioniert werden
- ▶ Einzigartige, spiralförmige Lochmuster-Geometrie ermöglicht das Setzen von Pins, auch unterschiedlicher Dicke, in beliebigen Distanzen
- ▶ Verwendung von Pins, Bohrern und Gewindeschneidern in verschiedenen Durchmessern (0,6 – 2,0 mm) möglich
- ▶ Durch seine extrem kompakten Abmessungen ist der PinCube ein großartiges Werkzeug gerade im Bereich der Kleintierchirurgie (Seitenlänge 35 mm)

**191348**

**EICKEMEYER®**  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T +49 7461 96 580 0  
F +49 7461 96 580 90  
info@eickemeyer.de

**TELEFON +49 7461 96 580 0**  
**www.eickemeyer.de**