




OP-Instrumententisch
aus Edelstahl

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Stets zu Diensten



OP-Instrumententisch aus Edelstahl

Praktischer Instrumententisch – für direkten Zugriff auf Ihre Instrumente.

- ▶ Robust und hygienisch: Komplett aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- ▶ Einfache Reinigung: Glatte Oberflächen für müheloses Desinfizieren
- ▶ Mobil und sicher: 4 leichtgängige Rollen, alle feststellbar
- ▶ Individuell anpassbar: Höhenverstellbar von 90 bis 132 cm
- ▶ Großzügige Ablagefläche: 40 × 60 cm für komfortables Arbeiten

625160