

Scherenhubtisch II

eickemeyer®

Schonen Sie Ihren Rücken!



Scherenhubtisch II

Der zum Untersuchen, Behandeln und Operieren geeignete Tisch ist komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Durch die elektrische Höhenverstellung von 28 bis 105 cm entfällt das Anheben der Patienten auf den Behandlungstisch. Das schont Ihren Rücken und ermöglicht ein bequemes Arbeiten. Nivellierbare Füße sorgen immer für einen sicheren Stand. Die seitliche Aufkantung hält Flüssigkeiten auf der Tischplatte, die durch den Ablauf entsorgt werden können. Die formschöne, tiefgezogene Tischplatte mit runden Ecken ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Die mit Kunststoff abgedeckte Unterfütterung dämmt die Geräusche und erhöht die Formstabilität.

- Mit Stromanschluss und fest angeschweißten Klampen
- Maximale Traglast: 100 kg
- Maße Tischplatte (in cm): L 130 x B 60
- In verschiedenen Farben erhältlich

Farbvarianten			
Darstellung	RAL-Wert	Farbe	Art. Nr.
		Edelstahl	604200
	3000	Feuerrot	604201
• •	6018	Gelbgrün	604202
	5022	Nachtblau	604203
	2001	Rotorange	604204
	6005	Moosgrün	604205
	4010	Telemagenta	604206
	9010	Reinweiß	604207



Scherenhubtisch II

eickemeyer®



604303



604305



604301



604304

Zusätzliche Optionen zubuchbar

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer für die gewünschte stationäre Ausführung die Artikelnummern der Option(en) an, die sie wünschen.

Mobil Kit mit Akku

Mithilfe von vier hochwertigen Doppelrollen und einem Akku wird der stationäre Tisch mobil und bleibt trotzdem stabil

604306

Akku Kit

Für den kabellosen stationären Betrieb

604307

Abgerundetes Dental-Tablett

- Ergonomische, halbrunde Abtropfwanne mit Gitterrost
- Ansteckbar
- Wanne zur Reinigung einfach abnehmbar
- Komplett aus rostfreiem Edelstahl
- Wannengröße (in cm): B 50 x T 35

604303

Waagen-Option

- Integrierte Waage mit Display
- Wägebereich: 0−120 kg
- ACHTUNG: Nicht mit elektrischer Kipp-Option (Art. Nr. 604301) kombinierbar!

604305

Elektrische Kipp-Option für Tischplatte

- Kippbar bis 35°
- ACHTUNG: Nicht mit Waagen-Option (Art. Nr. 604305) kombinierbar!

604301

Normschiene

- Ansteckbar
- Zum Befestigen der Anschlussblöcke mit Schnellfixation

604304