



Untersuchungs- und  
Transporttisch

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# *Für einen gesunden Rücken*



Ausbindehaken



## **Untersuchungs- und Transporttisch**

- ▶ Pumphydraulische Höhenverstellung
- ▶ Flache, pflegeleichte Tischplatte aus Edelstahl
- ▶ Mobil, 4 Rollen, zentral gebremst
- ▶ Inklusive 6 fest installierten Fixierklampen/Ausbindehaken zum Befestigen der Tiere
- ▶ Tragkraft: 100 kg
- ▶ Höhenverstellbar zwischen 49,5 cm und 98 cm
- ▶ Maße Tischplatte (in cm): 122 x 60

**600200**

**EICKEMEYER**®  
Eltastraße 8  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

T 07461 96 580 0  
F 07461 96 580 90  
E [info@eickemeyer.de](mailto:info@eickemeyer.de)

**TELEFON 07461 96 580 0**  
[www.eickemeyer.de](http://www.eickemeyer.de)