



EICKEMEYER® LED 4
Untersuchungsleuchte

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Mein lieber Schwan!



EICKEMEYER® LED 4 Untersuchungsleuchte

Moderne Untersuchungsleuchte für die Praxis mit energiesparender LED-Technologie. Mit einer Beleuchtungsstärke von ca. 50.000 Lux bei einem Arbeitsabstand von 30 cm bietet die EICKEMEYER® LED 4 Untersuchungsleuchte eine optimale Ausleuchtung für eine professionelle Untersuchung.

Technische Daten

- ▶ LED Lampe mit 4 Hochleistungs-LEDs (15 V / 11,25 W)
- ▶ Beleuchtungsstärke: ca. 50.000 Lux / 30 cm Abstand
- ▶ Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung
- ▶ Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden
- ▶ Farbtemperatur: ca. 4.200 K
- ▶ Schwanenhalskonstruktion mit 90 cm langem Arm (Arm verbleibt in gewünschter Position)
- ▶ Maximale Untersuchungshöhe: 165 cm
- ▶ Stabiles, kippsicheres Rollstativ (5-Fuß-Stativ) aus pulverbeschichtetem Metall

611111

EICKEMEYER®
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
Deutschland

T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
info@eickemeyer.de

TELEFON +49 7461 96 580 0
www.eickemeyer.de