



Digitale Kleintierwaage

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Design und Funktion vereint



Digitale Kleintierwaage

Die nach innen gewölbte Wiegefläche und die rutschfeste Gummioberfläche sorgen für Sicherheit und Komfort – damit sich Ihre Patienten wohlfühlen.

- ▶ HOLD-Funktion erleichtert das Wiegen von sich bewegenden Patienten
- ▶ 5 g-Einteilung ermöglicht die zuverlässige Gewichtsermittlung bei sehr kleinen Tieren
- ▶ Schnell und einfach zu reinigen

Technische Daten

- ▶ Tara-Zuwiegefunktion
- ▶ Tragkraft: 20 kg
- ▶ Umstellung kg / lb / oz
- ▶ Einschalten per Tastendruck
- ▶ Abschaltautomatik
- ▶ LC-Display
- ▶ Inkl. Batterien (2 x AA / 1,5 V)
- ▶ Maße (in cm): L 55 x B 31 x H 5,3

909056